

Intensive Care

Produktübersicht



360° Freiheit

Intensive Care

Produktübersicht

PrismafleX Systemplattform

01-06

Allgemeine Informationen
System Informationen & Sets
Technische Daten
Blutwärmer
Systemkassetten

Prisma Systemplattform

07-10

System Informationen & Sets
Technische Daten
Blutwärmer
Systemkassetten

Lösungen

11-16

Hämofiltrationslösungen Bikarbonat im Doppelkammerbeutel
Dialysierlösung
Antikoagulanzlösung
Hämofiltrationslösungen Laktat
Kochsalzlösungen

Spezialfilter & Kapillarfilter

17

Spezialfilter
Kapillarfilter für Hämofiltration allgemein
PrismafleX eXeed Filter

Zubehör

18-21

Spül- und Auffangbeutel
Adapter / Verlängerung
Schlauch-/Infusionssysteme
Allgemeines Zubehör

Katheter

22-30

Kurzzeit-Katheter
Langzeit-Katheter
Fistula Nadeln
Pflaster
Zubehör

MARS Leberersatztherapie

31-33

Systeminformationen
Technische Daten
Monitor, Sets, Zubehör und Therapieservice

Ersatzteile

34-39

Prismaflex Systemplattform

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Flexible Multi-Plattform für alle Organersatztherapien
- ⊕ Minimierter Schulungsaufwand
- ⊕ Therapiefreiheit
- ⊕ Effizienzerhöhung Ihrer Einrichtung
- ⊕ Polyvalente Therapieplattform Prismaflex eXeed



PrismafleX Systemplattform

System Informationen & Sets

Therapien

- SCUF – langsame kontinuierliche Ultrafiltration
- CVVH – kontinuierliche veno-venöse Hämofiltration
- CVVHD – kontinuierliche veno-venöse Hämodialyse
- CVVHDF – kontinuierliche veno-venöse Hämodiafiltration
- TPE – Therapeutischer Plasma-Austausch
- HP – Hämo-perfusion

Mögliche Therapieoptionen:

Die polyvalente Therapieplattform PrismafleX eXeed, speziell für Blutreinigungsverfahren auf der Intensivstation entwickelt, wird in das PrismafleX System integriert.

- Kinder-CRRT mit kleinstmöglichem extra-korporalem Blutvolumen
- Maßgeschneiderte Dosissteuerung bei der automatisierten Zitrat-Antikoagulation
- Hämo-perfusion und Therapeutischer Plasmaaustausch (TPE)
- oXiris - adjuvante Sepsis Therapie zur Endotoxin Adsorption
- septeX - für die adjuvante Sepsis Therapie zur Zytokin Filtration

Ausstattung

- **Barcode-Leser** für automatische Set-Erkennung
- Verschiedene IT Ports zum Anschluss der PrismafleX an zentrale **Überwachungseinrichtungen**
- **Patentierter Luftabscheidekammer** ohne Blut-Luft Kontakt
- Einfache Bedienung durch verbesserte Bedienoberfläche, mit leicht verständlichen Symbolen
- **Flexibilität:** fünf Pumpen, für vielfältige therapeutische Kombinationen
- **Sicherheit:** Potentialentladung zur Minimierung von EKG Interferenzen
- Umschaltung von **Prä- zu Post-Dilution** auch während der Therapie, durch zwei Klemmventile
- **Vier Waagen** unabhängig und hochgenau, ergonomisch aufgebaut. Ergonomisch geformte Griffe verringern Risiken für das Personal
- **Prä-Blutpumpe (PBP):** automatische Nachregelung, wenn der Blutfluss während der Therapie verändert wird (konstantes Verhältnis PBP/Blutpumpe)



PrismafleX Systemplattform

Technische Daten

Abmessungen

- Höhe: 162 cm
- Zentraleinheit: Breite: 49 cm, Tiefe: 30 cm
- Grundfläche: 63 x 60 cm
- Gewicht: ca. 76,5 kg

Elektrische Daten

- Stromversorgung: 100-240 V~, 50/60 Hz
Maximaler Energieverbrauch: < 600 W
Durchschnittlicher Energieverbrauch
im Normalbetrieb: < 100 W
- Stromaufnahme: 5 A max bei 100 V~
2.5 A max bei 240 V~

Flussraten

- Blut:
Schritte: 2-10 ml/min *
Genauigkeit: $\pm 10\%$ des eingest. Wertes*
- Substitutat:
Schritte: 20-50 ml/h *
Genauigkeit: ± 30 ml/h
- Dialysat:
Schritte: 50 ml/h
Genauigkeit: ± 30 ml/h
- Prä-Blutpumpen Infusion/Antikoagulation:
0 bis 4000 ml/h**

Genauigkeit: ± 30 ml/h.
Wenn eine Prä-Blutpumpe (PBP) für eine Infusion benutzt wird,
sind die Schritte von der PBP Vorgaben abhängig:
 - Schrittgröße 2 ml/h (wenn 30 ml/h \leq PBP Eingestellter Fluss < 100 ml/h)
 - Schrittgröße 5 ml/h (wenn 100 ml/h \leq PBP Eingestellter Fluss < 200 ml/h)
 - Schrittgröße 10 ml/h (wenn 200 ml/h \leq PBP Eingestellter Fluss < 1500 ml/h)
 - Schrittgröße 50 ml/h (wenn 1500 ml/h \leq PBP Eingestellter Fluss)
- Flüssigkeitsentzug: 0 bis 2000 ml/h**
Schritte: 5-10 ml/h*
Genauigkeit (für Patientenflüssigkeitsentzug bei CRRT oder Patientenplasmaverlust bei TPE):
 - Weniger als ± 30 ml/h unter der Bedingung, dass die Umgebungstemperatur um weniger als $\pm 3^\circ\text{C}$ innerhalb 1h schwankt
 - Weniger als ± 70 ml/3h unter der Bedingung, dass die Umgebungstemperatur um weniger als $\pm 3^\circ\text{C}$ innerhalb 3h schwankt
 - Weniger als ± 300 ml/24h unter der Bedingung, dass die Umgebungstemperatur um weniger als $\pm 3^\circ\text{C}$ innerhalb 24h schwanktUnd unter den folgenden Allgemeinbedingungen:
 - Kein Auftreten von Gewichtsänderungsfehlalarmen.
 - Die Waagen sind bei der während des Gebrauchs herrschenden Temperatur kalibriert

Ablauf 0 bis 10.000 ml/h

* Mindest- und Maximalwerte hängen von der gewählten Behandlung und Filter ab

** Subst. + Dial. PBP + PBP ≤ 8.000 ml/h

- Anzahl der Waagen: 4
- Messprinzip: gravimetrisch
- Messbereich: 0 bis 11 kg

Druckanzeigen

- Genauigkeit: $\pm 10\%$ des gemessenen Wertes oder ± 8 mmHg
- Zugangsdruck: -250 bis + 300 mmHg
- Rückflussdruck: -50 bis + 350 mmHg
- Druck vor Filter: -50 bis + 450 mmHg
- Ablaufdruck:
 - SCUF, CVVH, CVVHD and CVVHDF: -350 bis + 400 mmHg
 - TPE: -350 bis + 350 mmHg

Antikoagulationsspritzenpumpe

- Bereich der Spritzenvolumina
- Dosisgenauigkeit: ± 0.6 ml/h im Bereich von 0 bis + 600 mmHg
- Kontinuierlicher Dosisratenbereich:
 - 1.0 bis 5 ml/h für 10 cm³
- Spritzen
 - 0.5 bis 5 ml/h für Spritzen 20 cm³
 - 0.5 bis 10 ml/h für Spritzen 30 cm³
 - 2.0 bis 20 ml/h für Spritzen 50 cm³
 - Schritte: 0.1 ml/h
- Bolusvolumen:
 - 0.5 bis 5 ml für Spritzen 10 bis 20 cm³
 - 1 bis 5 ml für Spritzen 30 cm³
 - 2.0 bis 9,9 ml/h für Spritzen 50 cm³
 - Schritte: 0.1 ml/h

Sicherheitssystem

- Ultraschall-Luftdetektor, erkennt Luftblasen $\geq 20 \mu$ l
- Blutleckdetektor
 - Leck > 0.35 ml/min Hkt 25% bei einem Fluss unter 5500 ml/h
 - Leck > 0.50 ml/min Hkt 32% bei maximalem Fluss
- Barcode-Leser: für Voreinstellungen und Parametervorwahl
- Anti-Elektrostatik-Einheit zur Vermeidung von EKG Interferenzen

Merkmale

- 12" Farbmonitor, TFT-LCD
- Ereignisspeicher: speichert alle Ereignisse bis zu 90 Stunden
- Servicemenü über Touch Screen
- Klemmensystem zur Auswahl von Prä- oder Postdilution
- Zusätzlicher Filterhalter für Therapien mit sequentieller/paralleler Filtration
- Bedieneroberfläche mit grafischer Anzeige von Behandlungsparametern; aktuellem TMP und Druckabfall über den Filter

Optionales Zubehör

- Blutwärmer zur Erhaltung der Patiententemperatur

Externe Anschlüsse

- RS 232 – serieller Port
- RJ 45 - Ethernet Port
- PCMCIA - Einschub

PrismafleX

Softwarefreischaltung

eXeed - Therapieoptionen

| Therapiefreischaltung | Artikel-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|-------------|---|
| eXeed – Zitrat | NST – 1323 | Softwarefreischaltung für die automatisierte Zitrat-Therapie |
| eXeed – Pädiatrie | NST – 1322 | Softwarefreischaltung zur Therapiemöglichkeit von Patienten mit niedrigem Körpergewicht inklusive einzigartiger Bilanzgenauigkeit |
| eXeed – Hämo-perfusion | NST – 1321 | Softwarefreischaltung für die Therapiemöglichkeit der Blut-Entgiftung inklusive HP-Arm zur Aufnahme der Aktivkohle-Kartusche |
| eXeed – oXiris | NST – 1325 | Softwarefreischaltung für adjuvante Sepsis-Therapie zur Endotoxin-Adsorption |
| eXeed – septeX | NST – 1324 | Softwarefreischaltung für die adjuvante Sepsis-Therapie zur Zytokin-Filtration |

Blutwärmer

PrismafleX Systemplattform



| Blutwärmer | | |
|-------------------------------|---|----|
| Artikel | Beschreibung | VP |
| Prismacomfort für PrismafleX | Wärmegerät für die direkte Erwärmung der Rückflussleitung in extrakorporalen Kreisläufen (ein zusätzlicher Steueranschluss z.B. für Wärmedecke frei). Einzel einstellbare Silikonmanschetten 25-41 Grad C (ein zusätzlicher Steueranschluss für den Betrieb notwendig). | 1 |
| Prismatherm II für PrismafleX | Wickelwärmer zur Erwärmung der Rückflussverlängerung (SP420) mit drei wählbaren Temperatureinstellungen: 38°C , 41°C oder 43,5°C (SP420 Einmalartikel pro Therapie erforderlich). | 1 |

Systemkassetten

PrismafleX Systemplattform



PrismafleX eXeed

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|----------------------------|-------------|---------------------|---|----|
| PrismafleX HF20 Set | 109841 | 0,20 m ² | Polyarylethersulfon (PAES) Filter in PrismafleX-Kassette für Patienten mit 8-30 kg und kleinstem extrakorporalen Blutvolumen. | 4 |
| PrismafleX oXiris™ Set | 112016 | 1,20 m ² | Adjuvante Sepsis-Therapie zur Endotoxin-Adsorption | 4 |
| PrismafleX SepteX™ Set | 112017 | 1,10 m ² | Adjuvante Sepsis-Therapie zur Zytokin-Filtration | 2 |
| PrismafleX Adsorba 150 Kit | 107642 | | Hämoperfusionsset inkl. Adsorba 150 C | 1 |
| PrismafleX Adsorba 300 Kit | 107641 | | Hämoperfusionsset inkl. Adsorba 300 C | 1 |

PrismafleX-Set Varianten

| Set Therapien | Membrane | Oberfläche | Therapien |
|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|
| M 60 | AN69 | 0,6 m ² | CRRT ab 15 kg |
| M100 | AN69 | 0,9 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| HF1000 | PAES | 1,1 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| HF1400 | PAES | 1,4 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| ST 60 | AN69 | 0,6 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| ST 100 | AN69 | 1,0 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| ST 150 | AN69 | 1,5 m ² | CRRT inkl. High Flow |
| TPE1000 | Polypropylene | 0,15 m ² | TPE |
| TPE2000 | Polypropylene | 0,35 m ² | TPE |
| Adsorba 150 Kit | NA | 150.000 m ² | Detoxifikation |
| Adsorba 300 Kit | NA | 300.000 m ² | Detoxifikation |

PrismafleX Systemkassetten (inkl. Spül- u. Auffangbeutel)

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|-------------------------|-------------|---------------------|---|----|
| PrismafleX M 60 Set | 106696 | 0,60 m ² | AN69-Filter in PrismafleX-Kassette | 4 |
| PrismafleX M 60 ST Set | 107643 | 0,60 m ² | AN69ST-Filter in PrismafleX-Kassette. Oberflächen beschichtet zur Heparineinsparung | 4 |
| PrismafleX M 100 Set | 106697 | 0,90 m ² | AN69-Filter in PrismafleX-Kassette | 4 |
| PrismafleX M 100 ST Set | 107636 | 0,90 m ² | AN69ST-Filter in PrismafleX-Kassette. Oberflächen beschichtet zur Heparineinsparung | 4 |
| PrismafleX M 150 Set | 109990 | 1,50 m ² | AN69-Filter in PrismafleX-Kassette | 4 |
| PrismafleX M 150 ST Set | 107640 | 1,50 m ² | AN69ST-Filter in PrismafleX-Kassette. Oberflächen beschichtet zur Heparineinsparung | 4 |
| PrismafleX HF1000 Set | 8399030 | 1,15 m ² | Polyarylethersulfon (PAES) Filter in PrismafleX-Kassette | 4 |
| PrismafleX HF1400 Set | 107142 | 1,40 m ² | Polyarylethersulfon (PAES) Filter in PrismafleX-Kassette | 4 |


VP = Verpackungseinheit

Prisma Systemplattform

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Einfachste Bedienung
- ⊕ Bewährtes System
- ⊕ Sicherheit

Nur noch als
Gebrauchtgerät verfügbar!



Prisma

Technische Daten

Abmessungen

- Höhe: 146 cm
- Grundfläche: 0,64 m²
- Gewicht: ca. 25 kg

Elektrische Daten

- Spannungsversorgung: 85 bis 135 V, 50/60 Hz 5 A
180 bis 260 V, 50/60 Hz 2,5 A

Funktionen

- Bedienerführung: Schritt für Schritt Anleitung, Online, für Aufbau und Betrieb
- Bilanzierung: Bilanzdaten für einstellbares Zeitfenster abrufbar
- Steuereinheit: Berührungsbildschirm mit Online Hilfe
- Flussraten:
 - Genauigkeit: $\pm 10\%$ des eingestellten Wertes
 - Peristaltische Okklusivpumpen
 - Blut: 0-180 ml/min
 - Substitution: 0, 100-2000 (in CVVH bis 4500) ml/h
 - Dialysierflüssigkeit: 0, 500-2500 ml/h
 - Ablauf: 0, 10-5500 ml/h
 - UF-Rate bei SCUF: 0, 10-2000 ml/h
 - UF-Rate bei anderen Therapien 0, 10-1000 ml/h
- Flüssigkeitsbilanz: Kontrolle durch gravimetrisches System Genauigkeit der Flüssigkeitsbilanzierung: $\pm 0,45\%$ bezogen auf die maximalen Flußraten
- Druckanzeigen: 4 Druckaufnehmer Genauigkeit: $\pm 10\%$ des angezeigten Wertes oder ± 8 mmHg, größerer Wert gilt.
 - Zugangsdruck: -250 bis +50 mm Hg
 - Rückflußdruck: -50 bis +350 mm Hg
 - Filtereinlaufdruck: -50 bis +500 mm Hg
 - Ablaufdruck: -350 bis +50 mm Hg
- Druckalarme:
 - Zugangsdruck sehr negativ: einstellbar -15 bis -250 mm Hg
 - Zugangsdruck Alarmfenster: ± 50 mmHg automatisch, -10 mmHg, Zugangstrennung automatisch
 - Rückflußdruck sehr positiv: einstellbar, +15 bis +350 mm Hg
 - Rückflußdruck Alarmfenster: ± 50 mmHg automatisch, +10 mm Hg Rückflußtrennung automatisch
 - Filtereinlaufdruck sehr positiv: 450 mmHg, Set getrennt +10 mm Hg (automatisch)
 - Filtereinlaufdruckabfall: einstellbar 10 bis 100 mm Hg über Anfangswert, Filter ist zu (automatisch) = Filter-Clotting
 - TMP zu hoch: einstellbar +150 bis +350 mm Hg
Warngrenze TMP überhöht bei 350 mm Hg (automatisch)



- Luftüberwachung: Makro-Luft (automatisch)
Mikro-Luft (automatisch)
- Blutleckdetektor: Leck von $\geq 0,35$ ml/min bei 25% Hämatokrit,
bei höchster Ablaufrate
- Antikoagulans: Kontinuierlicher Förderrate einstellbar (0, 0,5-5,0 ml/h)
Genauigkeit $\pm 0,5$ ml/h, nur genehmigte 20 ml Luer-Lock Spritzen
Bolusförderrate einstellbar (0, 0,5-5,0 ml/h)
Genauigkeit $\pm 0,5$ ml/h, nur genehmigte 20 ml Luer-Lock Spritzen
- Umgebungstemp. – Betrieb: 16 – 38°C
- Luftfeuchtigkeit – Betrieb: 0-90%
- Reinigung: Pumpenrotoren lassen sich entfernen
Beschriftungsfolie läßt sich entfernen
¼% Natriumhypochloritlösung geeignet
- Prüfzertifikate: CE 0086 class IIb
- Klassifikation: Tragbar, Schutzklasse I, Schutzgrad B nach IEC 601.1

TPE Option

Gesamtes Flüssigkeits – Austauschvolumen: bis zu 10 Liter

- Blutfluß: von 100 bis 180 ml/min,
Genauigkeit: $\pm 10\%$ des eingestellten Wertes
- Plasmaersatzflüssigkeit: von 0 bis 2000 ml/h,
Genauigkeit: $\pm 10\%$ des eingestellten Wertes
- Antikoagulans: Kontinuierlicher Förderrate einstellbar (0, 0,5-5,0 ml/h)
Genauigkeit $\pm 0,5$ ml/h, nur genehmigte 20 ml Luer-Lock Spritzen
Bolusförderrate einstellbar (0, 0,5-5,0 ml/h)
Genauigkeit $\pm 0,5$ ml/h, nur genehmigte 20 ml Luer-Lock Spritzen
- Patienten Hämatokrit: 10 bis 60%
- Infusionsvolumen vom laufenden Behälter: 0 bis 5000 ml
- Sicherheit: keine Hämolysegefahr durch Berechnung des Transmembrandruckes
am Filtereingang (TMPE), Flüssigkeitsbilanzüberwachung durch
gravimetrisches System, Set-Erkennung nach Spülende

Blutwärmer

Prisma



Nur noch als
Gebrauchtgerät verfügbar!

Blutwärmer

| Artikel | Beschreibung | VP |
|-----------------|--|----|
| 3XPT für PRISMA | Wärmegerät für die direkte Erwärmung der Blutzugangs- und Rückflußleitung bei der kontinuierlichen Nierenersatztherapie. Einzeln einstellbare Silikonmanschetten 25 - 41 °C (keine Einmalartikel für den Betrieb notwendig). | 1 |

Systemkassetten

Prisma



Prisma Systemkassetten (inkl. Spül- u. Auffangbeutel)

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|--|-------------|----------------------|---|----|
| PRISMA M 10 Set (pre) | 8353472 | 0,042 m ² | Pädiatrie AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 60 Set (post) | 104183 | 0,60 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 60 Set (pre) | 103658 | 0,60 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 60 ST PRE Set | 8356001 | 0,60 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 100 Set (post) | 104182 | 0,90 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 100 Set (pre) | 103657 | 0,90 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M 100 ST PRE Set | 107618 | 0,90 m ² | AN69-Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA HF1000 Set (pre) | 107639 | 1,15 m ² | Polyarylethersulfon (PAES) Filter in Prismakassette | 4 |
| PRISMA M100 Pre Blutpumpe Infusionsset | 107791 | 0,90 m ² | AN69-Filter in Prismakassette (für Pre-Blutpumpen-Therapie) (benötigt SP 401) | 4 |

Prisma Zubehör

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|----------------|-------------|---|-----|
| SP 354 | 6030571 | 5 Liter Auffangbeutel für PRISMA | 40 |
| Heparinspritze | 106804 | 20 ml Spritze mit Luer-Lock und Stopfen für Prisma | 120 |
| SP C 9 | 6038061 | Spülhaken, Luer-Lock weibl./weibl. | 100 |
| SP 394 | 6032403 | Verbinder für Plasmabehälter | 75 |
| SP 401 | 6032635 | 150 cm Luerlock / Luerlock Pre-Blutpumpen-Infusionssleitg. Für Prisma M100 Pre Blutpumpe Infusionsset | 20 |

Lösungen

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Bicarbonat
- ⊕ Lactat
- ⊕ Prismocitrate
- ⊕ PrismOcal



Lösungen

PrismafleX & Prisma



Hämofiltrationslösungen Bikarbonat im Doppelkammerbeutel

| Artikel | PZN | Artikel-Nr. | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Cl- mmol/l | Lactat mmol/l | Glucose g/l | HC03- mmol/l | VP |
|-------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----|
| Hemosol BO | 5005893 | 112084 | 140 | 0 | 1,75 | 0,50 | 109,50 | 3 | 0 | 32 | 2 |
| Prismasol 2 | 5005953 | 112085 | 140 | 2 | 1,75 | 0,50 | 111,50 | 3 | 1,10 | 32 | 2 |
| Prismasol 4 | 5005901 | 6054326 | 140 | 4 | 1,75 | 0,50 | 113,50 | 3 | 1,10 | 32 | 2 |

| Artikel | PZN | Artikel-Nr. | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Cl- mmol/l | HPO ₄ ²⁻ mmol/l | Glucose g/l | HC03- mmol/l | VP |
|-----------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------------|----|
| PhoXilium | 7507328 | 113638 | 140 | 4 | 1,25 | 0,60 | 115,90 | 1,2 | 0 | 30 | 2 |

Dialysierlösung

| Artikel | PZN | Artikel-Nr. | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Cl- mmol/l | Lactat mmol/l | Glucose g/l | HC03- mmol/l | VP |
|---------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----|
| PrismoCal | 5006220 | 6054363 | 140 | 0 | 0 | 0,50 | 106 | 3 | 0 | 32 | 2 |
| PrismoCal B22 | 8403393 | 114108 | 140 | 4 | 0 | 0,75 | 120,5 | 3 | 6,1 | 22 | 2 |

Antikoagulanzlösung

| Artikel | PZN | Artikel-Nr. | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Zitronensäure mmol/l | Cl- mmol/l | Citrat mmol/l | Th. Osmolarität mOsm/l l | VP |
|-------------------|---------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----|
| Prismocitrate10/2 | 5005829 | 6056311 | 136 | 0 | 2 | 106 | 10 | 254 | 2 |
| PrismoCit 4K | 8403387 | 114112 | 140 | 4 | 2 | 114 | 10 | 270 | 2 |
| Prismocitrate18/0 | 8403401 | 114168 | 140 | 0 | - | 86 | 18 | 244 | 2 |

Hämofiltrationslösungen Laktat

| Artikel | PZN | Artikel-Nr. | Na+ mmol/l | K+ mmol/l | Ca2+ mmol/l | Mg2+ mmol/l | Cl- mmol/l | Lactat mmol/l | Glucose g/l | HC03- mmol/l | VP |
|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----|
| Lactasol | 5005976 | 6056303 | 140 | 0 | 1,75 | 0,75 | 105,00 | 40 | 0 | 0 | 2 |
| Kalilactasol | 5006349 | 6056304 | 142 | 2 | 1,75 | 0,75 | 109,00 | 40 | 1,10 | 0 | 2 |
| Hemolactol | 5005982 | 6056305 | 140 | 4 | 1,75 | 0,75 | 109,00 | 40 | 1,10 | 0 | 2 |

(Beutel mit Anstechdorn und Luer-Lock Anschluss – 100 Beutel pro Palette – 5 Liter pro Beutel)

Kochsalzlösungen

| Artikel | Artikel-Nr. | Menge | Beschreibung | VP |
|------------|-------------|---------|------------------------------------|----|
| NaCl 0,9 % | 6056117 | 500 ml | Beutel mit 2 Luer-Lock Anschlüssen | 18 |
| NaCl 0,9 % | 6056118 | 1000 ml | Beutel mit 2 Luer-Lock Anschlüssen | 10 |
| NaCl 0,9 % | 6056119 | 2000 ml | Beutel mit 2 Luer-Lock Anschlüssen | 6 |

VP = Verpackungseinheit

Zusammenfassung der Merkmale der Arzneimittel

PrismaSol 2 mmol/l und PrismaSol 4 mmol/l Kalium-Lösungen für Hämofiltration und Hämodialyse

Zusammensetzung: Diese Lösungen sind in einem Doppelkammer-Beutel abgepackt. In der kleineren Kammer (A) befindet sich die Elektrolytlösung und in der größeren Kammer (B) die Pufferlösung. Die Lösung wird zubereitet und gebrauchsfertig, indem die Peel-Naht geöffnet und die beiden separaten Lösungen vermischt werden. Vor der Zubereitung enthalten 1000 ml Elektrolytlösung (kleine Kammer A): Kalziumchlorid ($2 \text{ H}_2\text{O}$) 5,145 g, Magnesiumchlorid ($6 \text{ H}_2\text{O}$) 2,033 g, wasserfreie Glukose (als Glukose-Monohydrat) 22,00 g, (S)-Milchsäure (als Milchsäurelösung 90 % w/w) 5,400 g. Vor der Zubereitung enthalten 1000 ml Pufferlösung (große Kammer B): Natriumchlorid 6,45 g, Kaliumchlorid 0,157 g (PrismaSol 2 mmol/l Kalium) oder 0,314 g (PrismaSol 4 mmol/l Kalium), Natriumhydrogencarbonat 3,09 g. Nach der Zubereitung gelten die Angaben in der Tabelle „Produktzusammensetzung“ in der Broschüre. Jeder Liter der gebrauchsfertigen Lösung besteht aus 50 ml Elektrolyt-Lösung A und 950 ml Pufferlösung B. **Hilfsstoffe:** Wasser für Injektionszwecke, Kohlendioxid. **Anwendungsgebiete:** PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium-Lösung ist eine Substitutionslösung für die Hämofiltration und Hämodiafiltration zur Behandlung von Niereninsuffizienz sowie eine Dialyselösung für die kontinuierliche Hämodialyse und kontinuierliche Hämodiafiltration. Sie können ebenfalls zur Behandlung von Vergiftungen mit dialysier- oder filterbaren Substanzen angewendet werden. PrismaSol 2 mmol/l Kalium-Lösung ist insbesondere bei Patienten mit Tendenz zur Hyperkaliämie angezeigt. PrismaSol 4 mmol/l Kalium-Lösung ist insbesondere bei Patienten mit Normokaliämie sowie zur Verhinderung von Hypoglykämie angezeigt. **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:** Das zu verabreichende Lösungsvolumen hängt vom klinischen Zustand des Patienten sowie von der Lösungs- und Pufferlösungsmenge ab, die ersetzt werden muss, um das erwünschte Flüssigkeitsgleichgewicht zu erzielen. Das Dosierungsvolumen wird daher vom behandelnden Arzt bestimmt. Flussraten für die Substitutionslösung bei Hämofiltration und Hämodiafiltration: Erwachsene und Jugendliche: 500 - 3000 ml/Std.; Kinder: 15 - 35 ml/kg/Std. Flussraten für die Dialyselösung (Dialysat) bei kontinuierlicher Hämodialyse und kontinuierlicher Hämodiafiltration: Erwachsene und Jugendliche: 500 - 2500 ml/Std.; Kinder: 15 - 30 ml/kg/Std. Die üblichen Flussraten für Erwachsene liegen bei 2000 ml/Std., was einer täglichen Flüssigkeitsmenge von 55 l entspricht. Als Substitutionslösung wird die Lösung dem Blutkreislauf vor dem Hämofilter (Prädilution) oder nach dem Hämofilter (Postdilution) zugeführt. **Gegenanzeigen:** Von der eingesetzten Lösung abhängige Gegenanzeigen: Hypokaliämie (PrismaSol 2 mmol/l Kalium); Hyperkaliämie (PrismaSol 4 mmol/l Kalium); metabolische Alkalose. Folgende Gegenanzeigen sind bei der Hämofiltrations- oder Hämodialysebehandlung zu beachten: Niereninsuffizienz mit deutlichem Hyperkatabolismus, wenn die urämischen Symptome durch Hämofiltration nicht beseitigt werden können; unzureichende Blutzufuhr am Gefäßzugang; systemische Antikoagulation bei erhöhtem Hämorrhagierisiko. Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Die Lösung ist nur unter der Anweisung eines Arztes anzuwenden, der auf dem Gebiet der Nierenintensivbehandlung und/oder in der Anwendung von Hämofiltration, Hämodiafiltration oder kontinuierlicher Hämodialyse erfahren ist. Überprüfen Sie vor dem Mischen, dass die Lösungen klar und alle Verschlüsse intakt sind. Folgen Sie sorgfältig der Gebrauchsanweisung. Die Elektrolytlösung muss mit der Pufferlösung vor der Anwendung vermischt werden, um die endgültige, gebrauchsfertige Lösung für die Hämofiltration, Hämodiafiltration oder kontinuierliche Hämodialyse zu erhalten. Verwenden Sie nur klare Lösungen. Beim Anschließen und Lösen der Schlauchanschlüsse ist auf aseptisches Vorgehen zu achten. Die Verwendung darf nur in Verbindung mit einem Kontrollgerät für kontinuierliche Nierenersatztherapie- oder Hämodialysegeräte erfolgen. Erwärmen der Lösung auf Körpertemperatur (37°C) muss sorgfältig überwacht werden, damit sichergestellt wird, dass die Lösung klar und partikelfrei ist. Während der gesamten Behandlung sind der hämodynamische Status, das Flüssigkeits- und Elektrolytgleichgewicht sowie das Säure-Basen-Gleichgewicht des Patienten genau zu beobachten. Eine sorgfältige Überwachung des Serum-Kaliumwertes ist erforderlich, um die geeignetste Kaliumkonzentration zu ermitteln. Eine regelmäßige Überwachung des anorganischen Phosphates sollte erfolgen. Bei Hypophosphatämie muss anorganisches Phosphat ersetzt werden. Insbesondere bei diabetischen Patienten ist die Überwachung des Blut-Glukosespiegels erforderlich. Bei Flüssigkeitsverschiebungen (z. B. Herzinsuffizienz, Schädel- Hirn Trauma) muss der klinische Zustand genau überwacht werden, um die Wiederherstellung der Normovolämie zu erreichen. Die Verwendung einer verunreinigten Hämofiltrations- oder Dialyselösung kann zu Sepsis, Schock und Tod des Patienten führen. **Wechselwirkungen:** Die Blutkonzentration von filterbaren/dialysierbaren Arzneimitteln kann während der Behandlung herabgesetzt sein. Bei Bedarf sind entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln können durch korrekte Dosierung der Lösung für die Hämofiltration und Hämodialyse und genaue Überwachung vermieden werden. Auf folgende Wechselwirkungen ist insbesondere zu achten: Das Risiko einer Digitalis-induzierten Herzarrhythmie kann während einer Hypokaliämie verstärkt sein; die Gabe von Vitamin D und Substanzen die Kalzium (z. B. Kalziumkarbonat als Phosphatbinder)

enthalten, erhöhen das Risiko einer Hyperkalzämie; die Zugabe von Natriumbikarbonat kann die Gefahr der metabolischen Alkalose erhöhen.

Schwangerschaft und Stillzeit: Zur Anwendung von PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium-Lösung während der Schwangerschaft oder Stillzeit liegen keine ausreichenden Daten vor. Der behandelnde Arzt sollte vor der Anwendung von PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium-Lösung bei Schwangeren oder stillenden Frauen das Nutzen/Risiko Verhältnis abwägen. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen können durch die eingesetzte Lösung oder durch die Behandlungsart hervorgerufen werden. Bikarbonat-gepufferte Lösungen für Hämofiltration und Hämodialyse werden im allgemeinen gut toleriert. Es gibt keine Berichte über Nebenwirkungen oder unerwünschten Effekten, die möglicherweise mit der Anwendung von Bikarbonat-gepufferten Lösungen für die Hämofiltration und Hämodialyse zusammenhängen. Dennoch können folgende Nebenwirkungen auftreten: Hyper- oder Dehydratation, Elektrolytstörungen, Hypophosphatämie, Hyperglykämie und metabolische Alkalose. Die Dialysebehandlung (Hämofiltration und Hämodialyse) kann bestimmte Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe und Hypotonie hervorrufen. **Überdosierung:** Eine Überdosierung bei Anwendung der PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium-Lösung sollte nicht auftreten, wenn das Verfahren korrekt durchgeführt wird und das Flüssigkeits-, Elektrolyt und Säure/Basen-Gleichgewicht des Patienten sorgfältig kontrolliert werden. Eine Überdosierung kann für Patienten mit Niereninsuffizienz zur Flüssigkeitsüberladung führen. Bei schwerer Hyperhydratation können durch die Weiterführung der Hämofiltrationsbehandlung mit höheren Ultrafiltrationsraten und herabgesetzter Zufuhr der Hämofiltrationslösung überschüssige Flüssigkeit und Elektrolyte entfernt werden. Bei schwerer Dehydratation ist es notwendig, die Ultrafiltration auszusetzen und die Flüssigkeitszufuhr der Hämofiltrationslösung ausreichend zu erhöhen. Eine Überdosierung kann schwere Folgen wie Stauungs-herzinsuffizienz, Elektrolyt- und Säure-Basen Störungen haben. **Inkompatibilitäten:** Ohne Angaben zur Verträglichkeit dürfen keine weiteren Arzneistoffe den Lösungen zugesetzt werden. Es liegt in der Verantwortung des behandelnden Arztes, eventuell unverträgliche Zugaben von Arzneistoffen zu PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium-Lösung durch Farbänderungen und/oder Präzipitat-, Kristall oder Komplexbildung zu beurteilen. Die Gebrauchsanleitung des zuzugebenden Arzneistoffes muss beachtet werden. Vor der Zugabe eines Arzneimittels sollte seine Stabilität in Wasser bei einem pH gleich dessen von PrismaSol 2 bzw. 4 mmol/l Kalium überprüft werden (pH der gebrauchsfertigen Lösung bei 7,0 - 8,5). Das kompatible Arzneimittel muss in die gebrauchsfertige Lösung gegeben und sofort angewendet werden.

Lagerbedingungen und Dauer der Haltbarkeit: Nicht unter $+4^\circ\text{C}$ lagern. Haltbarkeitsdauer in verschlossener Umverpackung: 1 Jahr. Die physikalische und chemische Stabilität der zubereiteten Lösung wurde bis zu einer maximalen Lagerzeit von 24 Stunden bei 22°C nachgewiesen. Die zubereitete Lösung sollte vom chemischen Standpunkt gesehen umgehend verwendet werden. Andere Lagerungszeiten und -bedingungen während der Verwendung obliegen der Verantwortung des Benutzers und sollten normalerweise nicht länger als 24 Stunden einschließlich der Dauer der Anwendung sein. Die gebrauchsfertige Lösung sollte sofort verbraucht werden. Wird sie nicht sofort eingesetzt, ist die fertige Lösung innerhalb von 24 Stunden, einschließlich der Behandlungszeit nach dem Zumischen der Elektrolytlösung in die Pufferlösung, zu verbrauchen. **Inhaber der Zulassung:** Gambro Lundia AB, Box 10101, SE-220 10 Lund, SCHWEDEN. **Datum:** 7/2007. **Zulassungsnummern:** PrismaSol 2 mmol/l Kalium: 56625.00.00 (Deutschland); 1-25099 (Österreich); PrismaSol 4 mmol/l: 56625.01.00 (Deutschland); 1-25100 (Österreich)

Hemosol B0, Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse

Zusammensetzung: Hemosol B0 besteht aus einem Zwei-Kammer-Beutel aus Polyolefin, der in der kleineren Kammer (Kammer A) die Elektrolytlösung und in der größeren Kammer (Kammer B) die Pufferlösung enthält. Vor dem Mischen enthalten 1000 ml Elektrolytlösung (Kleine Kammer A): Kalziumchlorid ($2 \text{ H}_2\text{O}$) 5,145 g, Magnesiumchlorid ($6 \text{ H}_2\text{O}$) 2,033 g, Milchsäure 5,4 g. Vor dem Mischen enthalten 1000 ml der Pufferlösung (Große Kammer B): Natriumchlorid 6,45 g, Natriumhydrogencarbonat 3,09 g. Nach dem Mischen gelten die Angaben in der Tabelle „Produktzusammensetzung“ in der Broschüre. **Hilfsstoffe:** Wasser für Injektionszwecke, Kohlendioxid. **Anwendungsgebiete:** Als Substitutionslösung bei kontinuierlicher Hämofiltration und Hämodiafiltration und als Dialysierflüssigkeit bei kontinuierlicher Hämodialyse bei akutem Nierenversagen. **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:** Die zu verabreichende Menge an Substitutionslösung hängt von der Intensität der durchzuführenden Behandlung ab und der Flüssigkeitsmenge, die substituiert werden muss, um das erwünschte Flüssigkeitsgleichgewicht zu erreichen. Die Dosierungsmenge obliegt deshalb dem Ermessen des verantwortlichen Arztes. Die üblicherweise verwendeten Flüssigkeitsraten für die Substitutionslösung bei Hämofiltration und Hämodiafiltration sind: Erwachsene: 500 - 1500 ml/Stunde; Kinder: 15 - 20 ml/kg/Stunde. Die üblicherweise verwendeten Flüssigkeitsraten für die Dialysierflüssigkeit (Dialysat) bei kontinuierlicher Hämodialyse sind: Erwachsene: 500 - 2000 ml/Stunde; Kinder: 15 - 20 ml/kg/Stunde Hemosol B0, wenn es als Substitutionslösung verwendet wird, wird es vor (Prä-Dilution) oder nach dem Hämofilter (Post-Dilution) in

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

Phoxilium 1,2 mmol/l Phosphat.

Hämodialyse- und Hämofiltrationslösung.

1. Bezeichnung des Arzneimittels Phoxilium 1,2 mmol/l Phosphat Hämodialyse-/ Hämofiltrationslösung **2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung** Die Phoxilium-Substitutions- und Dialysatlösung befindet sich in einem Beutel mit zwei Kammern. Für die gebrauchsfertige Lösung müssen der Dorn abgebrochen bzw. die Trennnaht geöffnet und die beiden Lösungen vermischt werden. **VOR DEM MISCHEN** 1000 ml der Lösung (kleine Kammer A) enthalten: Calciumchlorid-Dihydrat 3,68 g Magnesiumchlorid-Hexahydrat 2,44 g 1000 ml der Lösung (große Kammer B) enthalten: Natriumchlorid 6,44 g Natriumhydrogencarbonat 2,92 g Kaliumchlorid 0,314 g Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph.Eur.) 0,225 g **NACH DER ZUBEREITUNG** 1000 ml der gebrauchsfertigen Lösung enthalten: **Jeder Liter der gebrauchsfertigen Lösung setzt sich aus 50 ml von Lösung A und 950 ml von Lösung B zusammen.** Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1. **3. Darreichungsform** Hämodialyse-/Hämofiltrationslösung. Vor dem Mischen: Klare, farblose Lösungen Theoretische Osmolarität: 293 mOsm/l pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung: 7,0–8,5

4. Klinische Angaben **4.1 Anwendungsgebiete** Phoxilium wird bei der CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy; kontinuierliche Nierenersatztherapie) bei schwer kranken Patienten mit akutem Nierenversagen (ARF/ANV) eingesetzt, wenn eine Normalisierung des pH-Wertes und der Kaliumkonzentration im Blut (Kalämie) erreicht wurde und dem Patienten aufgrund des Phosphatverlustes im Ultrafiltrat oder Dialysat während der CRRT Phosphat zugeführt werden muss. Phoxilium kann auch bei Arzneimittelvergiftungen oder -intoxikationen angewendet werden, wenn die Giftstoffe dialysierbar sind oder die Membran passieren können. Phoxilium ist für die Anwendung bei Patienten mit normwertigen Kalium- und Phosphat-Konzentrationen im Blut oder bei Hypophosphatämie bestimmt. **4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung** **Dosierung:** Das verwendete Phoxilium-Volumen hängt vom klinischen Zustand des Patienten und der angestrebten Flüssigkeitsbilanz ab. Das Dosisvolumen wird daher vom zuständigen Arzt festgelegt und verordnet. Es gelten folgende Flussratenbereiche für die Substitutionslösung bei der Hämofiltration und Hämodiafiltration: Erwachsene und Jugendliche: 500–3000 ml/Stunde Kinder: 15–35 ml/kg/ Stunde Für die Dialyselösung (Dialysat) bei der kontinuierlichen Hämodialyse und der kontinuierlichen Hämodiafiltration gelten folgende Flussratenbereiche: Erwachsene und Jugendliche: 500–2500 ml/Stunde Kinder: 15–30 ml/kg/ Stunde Üblicherweise wird bei Erwachsenen eine Flussrate von 2000 ml/Stunde angewendet. Das entspricht einem Substitutatvolumen von ungefähr 48 l/Tag. **Darreichungsform** Zur intravenösen Anwendung und/ oder zur Hämodialyse. Als Substitutionslösung wird Phoxilium dem extrakorporalen Kreislauf vor (Prädilution) oder nach dem Hämofilter oder Hämodiafilter (Postdilution) zugeführt. Weitere Informationen zur Anwendung dieses Arzneimittels finden Sie in Abschnitt 6.6. **4.3 Gegenanzeigen** Lösungsbedingte Gegenanzeigen Hyperkaliämie Metabolische Alkalose Hyperphosphatämie Hämofiltrations-/hämodialysebedingte Gegenanzeigen Nierenversagen mit ausgeprägtem Hyperkatabolismus, wenn die urämischen Symptome nicht durch Hämofiltration oder Hämodiafiltration behandelt werden können, Unzureichender arterieller Blutdruck im Gefäßzugang, Systemische Antikoagulation, wenn ein hohes Risiko für eine Blutung besteht. **4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung** Die Lösung darf nur durch einen Arzt oder unter der Anleitung eines Arztes, der speziell für die Behandlungen bei Nierenversagen mit Hämofiltration und kontinuierlicher Hämodialyse ausgebildet ist, verwendet werden. **Warnhinweise:** Überzeugen Sie sich vor dem Mischen der Lösungen davon, dass diese klar und alle Versiegelungen unversehrt sind. Befolgen Sie die **Gebrauchsanweisung für Phoxilium** genau. Lösung A muss vor der Verwendung mit der Lösung B vermischt werden, um eine für die Hämofiltration und die kontinuierliche Hämodialyse geeignete gebrauchsfertige Lösung einzuhalten. Die Lösung darf nur angewendet werden, wenn sie klar ist. Beim Anschließen der Schlauchsysteme am Phoxilium-Beutel sowie beim Trennen der Schlauchsysteme sind streng aseptische Bedingungen zu gewährleisten. Verwenden Sie die Lösung ausschließlich mit geeigneten Geräten für eine Nierenersatztherapie. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Das Erwärmen der Lösung auf Körpertemperatur (37 °C) muss sorgfältig überwacht werden. Außerdem ist vor Anwendung der Lösung darauf zu achten, dass die Lösung klar ist und keine Partikel enthält. Andernfalls darf die Lösung nicht angewendet werden und muss entsorgt werden. Der hämodynamische Zustand sowie der Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt müssen während der gesamten Behandlung engmaschig kontrolliert werden. Bei Flüssigkeitsschwankungen (u. a. bei Herzversagen, Schädeltrauma) müssen der klinische Zustand des Patienten sorgfältig überwacht und der Flüssigkeitshaushalt wieder ausgeglichen werden. Bei der Verwendung kontaminierter Hämofiltrations- und Hämodialyselösung kann es zu einer Sepsis und einem Schock kommen. **4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen** Die Konzentrationen filtrierbarer/dialysierbarer Arzneimittel im Blut können während der Behandlung reduziert werden, da diese Substanzen möglicherweise durch den Hämodialysator, Hämofilter oder Hämodiafilter entzogen werden. Gegebenfalls ist eine Dosiskorrektur für die während der

Behandlung entzogenen Arzneimittel durchzuführen. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln können durch die korrekte Dosierung der Hämofiltrations- und Hämodialyselösung vermieden werden. Mögliche Wechselwirkungen von Phoxilium mit anderen Arzneimitteln sind beispielsweise folgende: Vitamin D und Arzneimittel, welche Calcium enthalten (z. B. Calciumcarbonat als Phosphatbinder) können das Risiko für eine Hyperkalzämie erhöhen. Durch den Zusatz von Natriumbicarbonat in der Substitutionsflüssigkeit kann das Risiko einer metabolischen Alkalose erhöht werden. **4.6 Schwangerschaft und Stillzeit** Für die Behandlung mit Phoxilium in der Schwangerschaft oder während der Stillzeit liegen keine dokumentierten klinischen Daten vor. Der verordnende Arzt sollte vor einer Verordnung von Phoxilium für schwangere oder stillende Patientinnen alle Vorteile und Risiken gegeneinander abwägen. **4.7 Nebenwirkungen** Es können Nebenwirkungen auftreten, die auf die angewendete Lösung oder auf die Behandlung zurückzuführen sind. Bikarbonat gepufferte Hämofiltrations- und Hämodialyselösungen sind in der Regel gut verträglich. Bislang liegen keine Daten zu möglichen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit den bei der Hämofiltration und Hämodialyse angewendeten Bikarbonat gepufferten Lösungen vor. Folgende Nebenwirkungen können jedoch auftreten: Hyper- oder Hypohydratation, Elektrolytstörungen und metabolische Alkalose. Außerdem können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe und Hypotonie auftreten, die auf die Behandlungen (Hämofiltration und Hämodialyse) zurückzuführen sind. **4.8 Überdosierung** Bei korrekter Durchführung des Verfahrens und sorgfältiger Überwachung des Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalts des Patienten sollte keine Überdosierung auftreten. Bei Patienten mit akutem oder chronischem Nierenversagen kann jedoch eine Überdosierung und folglich eine Hypervolämie auftreten. Durch die Fortsetzung der Hämofiltrations- bzw. Hämodiafiltrationsbehandlung kann der Flüssigkeitsentzug mithilfe der Ultrafiltration erhöht und so der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen und die Überdosis korrigiert werden. Bei Hyperhydratation müssen folglich die Ultrafiltrationsrate des Hämofilters oder Hämodiafilters erhöht und die Verabreichungsrate der Substitutionslösung für die Hämofiltration oder Hämodiafiltration verringert werden. Bei schwerer Dehydratation während der Hämofiltration oder Hämodiafiltration müssen die Ultrafiltrationsrate gesenkt und die Verabreichungsrate der Substitutionslösung erhöht werden, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Eine Phoxilium-Überdosierung kann schwerwiegende Folgen für den klinischen Zustand des Patienten haben, z. B. Herzinsuffizienz oder Entgleisung des Elektrolyt- oder Säure-Basen-Haushalts. **5. Inhaber der Zulassung** Gambro Lundia AB Magistratsvägen 16 SE- 226 43 Lund SCHWEDEN **6. Zulassungsnummer(n)** 72625.00.00 **7. Datum der Erteilung der Zulassung / Verlängerung der Zulassung** 12/03/2010 **10. Stand der Information** 03/2010

den Kreislauf gegeben. **Gegenanzeigen:** Es gibt keine absoluten Gegenanzeigen für die Verwendung von Hemosol B0. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Die Substitutionslösung Hemosol B0 ist kaliumfrei. Prüfen Sie vor dem Mischen, dass die Lösungen klar und alle Verschlüsse unversehrt sind. Die Hinweise für die Anwendung müssen genau befolgt werden. Die Elektrolytlösung muss mit der Pufferlösung vor der Anwendung vermischt werden, um die für die Hämofiltration, Hämodiafiltration oder kontinuierliche Hämodialyse geeignete Lösung zu erhalten. Nur verwenden, wenn die Lösung klar ist. Konnektion und Diskonnektion aller Schlauchsysteme müssen unter streng aseptischen Bedingungen durchgeführt werden. Beim Einsatz mit einem Überwachungsgerät, darf nur ein Überwachungsgerät für kontinuierliche Nierenersatztherapien verwendet werden. Nicht mit einem Hämodialysegerät einsetzen. Das Erwärmen dieser Substitutionslösung auf Körpertemperatur (37 °C) muss sorgfältig überwacht werden. Vor und während der gesamten Behandlung sollten der hämodynamische Status, Flüssigkeitshaushalt, Elektrolyt- und Säurebasen-Haushalt genau überwacht werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Kaliumspiegel zukommen. Es könnten die Substitution von Phosphat und die Ergänzung von Kalium nötig werden. Der Gebrauch von kontaminierter Hämofiltrationslösung kann zu Sepsis, Schock und lebensbedrohlichen Zuständen oder zum Tod führen. **Wechselwirkungen:** Die Plasmaspiegel filtrierbarer/dialysierbarer Arzneimittel können unter der Therapie sinken. Gegebenenfalls ist die Dosierung entsprechend anzupassen. Interaktionen mit anderen Arzneimitteln durch Elektrolyt- oder Säure-Basen Ungleichgewichte können durch korrekte Dosierung der Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse sowie aufmerksame Überwachung vermieden werden. Die folgenden Interaktionen sind denkbar: Das Risiko von Digitalis-induzierten kardialen Arrhythmien ist bei Hypokaliämie erhöht; Vitamin D und Arzneimittel welche Kalzium enthalten (z. B. Kalziumkarbonat als Phosphatbinder), können das Risiko einer Hyperkalzämie erhöhen; zusätzliche Natriumhydrogenkarbonat-Gaben können das Risiko einer metabolischen Alkalose erhöhen. **Schwangerschaft und Stillzeit:** Es liegen keine hinreichenden Daten zum Einsatz von Hemosol B0 während Schwangerschaft und Stillzeit vor. Der behandelnde Arzt sollte das Risiko/Nutzen Verhältnis beim Einsatz in der Schwangerschaft oder Stillzeit vor Anwendung abwägen. **Nebenwirkungen:** Es können einige mit der Dialysebehandlung verbundene Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe und Hypotension auftreten. Es kann zu Störungen im Elektrolythaushalt kommen. Da Hemosol B0 kein Kalium enthält, ist bei Patienten mit Hypokaliämie besondere Vorsicht geboten. **Überdosierung:** Eine Überdosis mit Hemosol B0 Substitutionslösung dürfte nicht auftreten, wenn das Verfahren korrekt durchgeführt wird und Flüssigkeitshaushalt, Elektrolyt- und Säurebasen-Haushalt des Patienten genau überwacht werden. Eine Überdosierung macht sich beim niereninsuffizienten Patienten durch eine Flüssigkeitsüberladung bemerkbar. Weitere Durchführung der Hämofiltration kann das überschüssige Volumen und Elektrolyte wieder entfernen. Bei Hyperhydratation muss das Ultrafiltrat erhöht und die Zufuhr der Lösung für Hämofiltration erniedrigt werden. Bei schwerer Dehydratation muss die Ultrafiltration angehalten und die Zufuhr der Lösung für Hämofiltration angemessen erhöht werden. Eine Überdosis könnte ernste Folgen haben, wie Stauungs-Herzversagen oder Elektrolyt- bzw. Säurebasen-Störungen. **Inkompatibilitäten:** Aufgrund fehlender erträglichkeitsuntersuchungen sollte dieses Produkt nicht mit anderen Arzneimitteln vermischt werden. Es liegt in Verantwortung des behandelnden Arztes die Inkompatibilität von zugesetzten Arzneimitteln mit Hemosol B0 Lösung durch Kontrolle möglicher Farbänderungen und/oder möglichen Präzipitationen unlöslicher Komplexe oder Kristalle zu beurteilen. Die Fachinformationen des zuzusetzenden Arzneimittels muss beachtet werden. Vor der Zugabe eines Arzneimittels sollte überprüft werden, ob es in Wasser beim pH von Hemosol B0 [pH der gebrauchsfertigen Lösung 7,0 bis 8,5] löslich und stabil ist. Kompatible Zusätze sollten Hemosol B0 nur nach dem Mischen hinzugefügt werden und die Lösung sollte sofort angewendet werden. **Lagerbedingungen und Dauer der Haltbarkeit:** Nicht unter einer Temperatur von 4 °C lagern. 1 Jahr in der Originalverpackung. Die chemische und physische Stabilität der gebrauchsfertigen Lösung wurde über 24 Stunden bei 22 °C nachgewiesen. Aus mikrobiologischer Sicht und wegen des Gehalts an Hydrogenkarbonat muss die geöffnete Lösung (z.B. durch Anschluss an das Schlauchsystem) sofort verbraucht werden. Andere Lagerbedingungen oder/und Lagerzeiten nach Herstellung der gebrauchsfertigen Lösung liegen in der Verantwortung des Anwenders und sollten normalerweise nicht länger als 24 Stunden sein, die Behandlung mit eingeschlossen. Die gebrauchsfertige Lösung sollte sofort verbraucht werden. Wird sie nicht sofort eingesetzt, ist die fertige Lösung innerhalb von 24 Stunden, einschließlich der Behandlungszeit nach dem Zumischen der Elektrolytlösung in die Pufferlösung zu verbrauchen. **Inhaber der Zulassung:** Gambro Lundia AB, Box 10101, SE-220 10 Lund, SCHWEDEN. **Datum:** 05/2006. **Zulassungsnummer:** 45140.00.00 (Deutschland); 1-23331 (Österreich).

Prismocal trägt die CE-Kennzeichnung: 

Hemosol, Prismasol und Prismocal sind Marken von Gambro Lundia AB/Gambro Hospal Schweiz Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern. Diese Broschüre ist nicht zur Veröffentlichung in den USA freigegeben. Die beschriebenen Produkte und Funktionen sind möglicherweise in Ihrem Land bzw. in Ihrer Region nicht verfügbar oder erfordern möglicherweise eine behördliche Zulassung. Detaillierte Informationen erhalten Sie über Ihre Gambro Niederlassung vor Ort. Kontaktdaten finden Sie unter www.gambro.com

Prismocitrate 10/2 Gebrauchsfertige sterile Lösung zur lokalen Zitrat Antikoagulation

Anwendungsbereich: Die Prismocitrate 10/2-Lösung ist für die lokale Zitratantikoagulation während der kontinuierlichen Nierenersatz-Therapie vorgesehen. Vorsichtsmaßnahmen Die Gebrauchsinformationen sind genau zu befolgen. Die Lösung darf nur in prä-Dilution mit Überwachungsgeräten für kontinuierliche Nierenersatz-Therapien eingesetzt werden, vorausgesetzt, diese sind für den Einsatz von Zitrat-Antikoagulation geeignet. Je nach Zusammensetzung anderer, während der Behandlung verwendeter Lösungen ist unter Umständen eine separate Infusion mit einem ausreichenden Gehalt an Kalzium und/oder Magnesium erforderlich. In klinischen Situationen, in denen der Zitratmetabolismus verändert sein kann - beispielsweise schweres Leberversagen oder Bedingungen verbunden mit deutlich reduzierter Muskelperfusion (z.B. Schock) - sollte der Arzt die Vorteile und Risiken einer Zitratantikoagulation sorgfältig abwägen.

Warnungen: Die Lösung darf nicht für eine direkte intravenöse Infusion eingesetzt werden. Prismocitrate 10/2 darf nach dem auf dem Etikett und der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Nicht unter +4° C lagern. Nur verwenden, wenn die Lösung klar ist und alle Verschlüsse intakt sind. Um eine mikrobiologische Kontamination zu vermeiden, muss die Lösung unmittelbar nach dem Öffnen verwendet werden. Die Lösung ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Beschreibung/Spezifikation Zusammensetzung der gebrauchsfertigen Lösung:

Zitrat: 10 mmol/l; Zitronensäure: 2 mmol/l; Natrium [Na⁺]: 136 mmol/l Chlorid [Cl⁻]: 106 mmol/l

Hinweise für die Handhabung

Prismocitrate 10/2 darf nur von einem Arzt oder unter der Aufsicht eines Arztes eingesetzt werden, der in der Behandlung von Nierenversagen unter Verwendung von kontinuierlichen Nierenersatz-Therapien erfahren ist. Der hämodynamische Status des Patienten sowie der Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt muss während der gesamten Behandlung genau beobachtet werden. Entfernen Sie die Verpackung vom Beutel. Fügen Sie dem Beutel alle erforderlichen Zusätze entsprechend den Anweisungen des behandelnden Arztes über den Injektionsanschluss des Beutels hinzu. Es obliegt der Verantwortung des Arztes, die Verantwortlichkeit der zur Prismocitrate 10/2- Lösung hinzugefügten Zusätze zu beurteilen.

I.a. Bei Verwendung des Luer-Zugangs entfernen Sie die Kappe und schließen den männlichen Luer-Anschluss des prä- Blutpumpenschlauches an den weiblichen Luer-Anschluss des Beutels an; ziehen Sie diese fest. I.b. Zerschneiden Sie das Bruchsiegel mit Daumen und Fingern an der Basis, und bewegen Sie es vor und zurück. Verwenden Sie kein Werkzeug. Achten Sie darauf, dass das Siegel vollständig entzwei gebrochen ist und die Flüssigkeit ungehindert fließen kann. Das zerbrochene Siegel verbleibt während der gesamten Behandlung im Luer-Anschluss. II.a. Wenn Sie den Injektionsanschluss verwenden, entfernen Sie zunächst die Kappe. II.b. Stechen Sie dann mit dem Dorn durch die Gummidichtung. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ungehindert fließen kann. Wechselwirkungen: Die Lösung enthält Trinatriumzitrat und Zitronensäure. Sie enthält kein Kalzium oder Magnesium. Die Verwendung der Lösung kann zu einer starken Störung des Säure- Basen-Haushalts (Alkalose) und/oder einer starken Absenkung des Kalziumspiegels im Blut (Hypokalzämie) und/oder des Magnesiumspiegels im Blut (Hypomagnesiämie) führen.

Packungsgröße

Jede Packung enthält 2 Beutel (5000 ml).

Hersteller

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT-23035 Sondalo (SO), ITALIEN.

Lactasol

1. Bezeichnung des Arzneimittels

Kalilactasol, Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse.

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

Siehe Tabellen.

3. Darreichungsform

Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse. Klare und farblose Lösung.
pH der Lösung: 5,0 – 7,5 Theoretische Osmolarität: 287,5 mosm/l

4. Klinische Angaben

4.1. Anwendungsgebiete

Lactasol wird bei akutem Nierenversagen und Arzneimittelvergiftungen mit dialysierbaren/filtrierbaren Substanzen eingesetzt als Substitutionslösung bei der kontinuierlichen Hämofiltration und Hämodiafiltration und als Dialyselösung in der kontinuierlichen Hämodialyse/Hämodiafiltration. Lactasol ist besonders für Patienten mit Hyperkaliämie geeignet.

4.2. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Lactasol wird in den venösen Rückfluss infundiert. Als Substitutionslösung kann Lactasol in der Prä- und in der Postdilutions-hämofiltration verwendet werden. Die Dosierung ist abhängig vom Flüssigkeitsstatus des Patienten, der angestrebten Flüssigkeitsbilanz und der entzogenen Flüssigkeitsmenge. Über die Dosierung entscheidet deshalb der behandelnde Arzt. Bei der kontinuierlichen Hämodialyse und Hämodiafiltration ist die erzielte Clearance direkt proportional zum Dialysatfluss.

Für Substitutionslösungen in der Hämofiltration und Hämodiafiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 1500 ml/Stunde

Kinder: B 15 - 20 ml/kg/Stunde

Für Dialyselösungen bei der kontinuierlichen Hämodialyse/

Hämofiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 2000 ml/Stunde

Kinder: 15 - 20 ml/kg/Stunde

Die Behandlung wird so lange wie erforderlich fortgesetzt.

4.3. Gegenanzeigen

- Hypokaliämie

Lactathaltige Substitutionslösungen sollten nicht bei Patienten mit schwerer metabolischer Azidose oder beeinträchtigtem Lactat-Stoffwechsel angewendet werden.

4.4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Lösung darf nur von einem Arzt oder unter der Anleitung eines Arztes mit ausreichenden Erfahrungen in der Intensivpflege und/ oder im Umgang mit Hämofiltrations-/Hämodiafiltration-techniken angewendet werden. Unter der Therapie sind Kreislaufparameter, Flüssigkeitsbilanz, Elektrolytwerte und Säuren-Basen-Status engmaschig zu überwachen. Der Kaliumspiegel ist engmaschig zu kontrollieren, damit die Lösung mit dem geeigneten Kaliumgehalt eingesetzt werden kann. Eine schwere metabolische Azidose sollte vor Anwendung einer lactathaltigen Hämofiltrationslösung mit einer Bicarbonatlösung korrigiert werden. Zur Überwachung sind nur Geräte für kontinuierliche Nierenersatztherapien geeignet. Keine Monitore verwenden, die für die Hämodialyse bestimmt sind. Besondere Vorsicht vor der Anwendung lactathaltiger Substitutionslösungen ist bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen, Sepsis oder Herzversagen geboten.

4.5. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die Korrektur der Elektrolytspiegel kann Symptome einer Digitalis-überdosierung hervorrufen. Die Plasmaspiegel filtrierbarer/ dialysierbarer Arzneimittel können unter der Therapie sinken. Gegebenenfalls ist die Dosierung entsprechend anzupassen.

4.6. Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit

Über die Anwendung dieses Produktes bei Schwangerschaft gibt es keine Information. Die Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen soll nur nach Abwägung von Risiken und Nutzen erfolgen.

4.7. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Lactasol hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

4.8. Nebenwirkungen

Es können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe, generalisierte Krämpfe und Blutdruckabfall auftreten, die auf das Dialyseverfahren zurückzuführen sind. Es kann zu Störungen im Elektrolythaushalt kommen, insbesondere zur Hypokaliämie, da die Lösung kein Kalium enthält.

4.9. Überdosierung

Bei ordnungsgemäßer technischer Ausführung des Verfahrens und sorgfältiger Kontrolle der Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz und des Säure-Basen-Haushalts ist eine Überdosierung mit der Lactasol-Lösung nicht zu erwarten. Eine Überdosierung führt bei Patienten mit Nierenversagen zur Flüssigkeitsüberladung. Durch Fortsetzung der Hämofiltration können überschüssige Flüssigkeit und Elektrolyte entfernt werden. Eine Überdosierung kann schwere Folgen wie Stauungsherzinsuffizienz, Elektrolyt- und Säure-Basen Störungen haben.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hämofiltrate ATC - Code: B05Z B

Lactasol ist pharmakologisch inaktiv. Bei der Hämofiltration werden - wie bei der glomerulären Filtration in der gesunden Niere - Plasmawasser und gelöste Stoffe einschließlich Harnstoff über eine semipermeable Membran filtriert. Dabei werden erhebliche Volumina an Plasmawasser entfernt, die durch eine sterile Substitutionslösung ersetzt werden müssen. Lactasol enthält Natrium-, Calcium-, Magnesium- und Chlorid-Ionen in physiologischen Konzentrationen, wie sie im Plasma vorkommen und ist deshalb als Substitutionslösung geeignet. Lactat wird im Cori-Zyklus zu äquimolaren Mengen Bicarbonat umgesetzt und dient der Korrektur der metabolischen Azidose. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Lactasol als Dialyselösung für die Hämodialyse geeignet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es gibt keine präklinische Information, die zur Einschätzung der Sicherheit beitragen könnte.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1. Hilfsstoffe

Wasser für Injektionszwecke. Salzsäure, 3,646% w/v

6.2. Inkompatibilitäten

Nicht mit bicarbonathaltiger Lösung mischen, da dies zu Ausfällung von Calcium- und Magnesiumcarbonat führt.

6.3. Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen:
zum sofortigen und einmaligen Gebrauch.

6.4. Besondere Lagerungshinweise

Nicht unter 4°C lagern.

6.5. Art und Inhalt des Behältnisses

PVC-Beutel. Packungsgröße: 2 x 5000 ml.

Der Behälter hat zwei Infusionsanschlüsse – einen mit einem Konnektor und einen für den Anstechdorn und Arzneimitteltzugabe. Der Beutel ist in einer mehrlagigen, durchsichtigen Copolymerfolie verpackt.

6.6. Hinweise für Handhabung und Gebrauch

Beim Anschluss/ Abnehmen des Schlauch-Sets ist auf eine aseptische Arbeitsweise zu achten. Die Erwärmung der Lösung auf Körpertemperatur muss sorgfältig kontrolliert werden. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder die Lösung trübe ist. Beutel durch kräftiges Drücken auf Undichtigkeiten prüfen. Undichte Beutel sind sofort zu verwerfen, da die Sterilität der Lösung nicht mehr gewährleistet ist. Die Behälter sind nur für den einmaligen Gebrauch. Nicht verwendete Lösung ist zu verwerfen.

7. Pharmazeutischer Unternehmer

Gambro Lundia AB

Box 10101

SE-220 10 Lund

SCHWEDEN

Kalilactasol

1. Bezeichnung des Arzneimittels

Kalilactasol, Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse.

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

Siehe Tabellen.

3. Darreichungsform

Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse. Klare Lösung mit leicht gelber Einfärbung.

pH der Lösung: 4,5 – 6,5 Theoretische Osmolarität: 301,6 mosm/l

4. Klinische Angaben

4.1. Anwendungsgebiete

Kalilactasol wird bei akutem Nierenversagen und Arzneimittelvergiftungen mit dialysierbaren/filtrierbaren Substanzen eingesetzt als Substitutionslösung bei der kontinuierlichen Hämofiltration und Hämodiafiltration und als Dialyselösung in der kontinuierlichen Hämodialyse/Hämodiafiltration. Kalilactasol ist besonders für Patienten mit Neigung zur Hyperkaliämie geeignet.

4.2. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Kalilactasol wird in den venösen Rückfluss infundiert. Als Substitutionslösung kann Kalilactasol in der Prä- und in der Postdilutions-hämofiltration verwendet werden. Die Dosierung ist abhängig vom Flüssigkeitsstatus des Patienten, der angestrebten Flüssigkeitsbilanz und der entzogenen Flüssigkeitsmenge. Über die Dosierung entscheidet deshalb der behandelnde Arzt. Bei der kontinuierlichen Hämodialyse und Hämodiafiltration ist die erzielte Clearance direkt proportional zum Dialysatfluss.

Für Substitutionslösungen in der Hämofiltration und Hämodiafiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 1500 ml/Stunde

Kinder: B 15 - 20 ml/kg/Stunde

Für Dialyselösungen bei der kontinuierlichen Hämodialyse/ Hämofiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 2000 ml/Stunde

Kinder: 15 - 20 ml/kg/Stunde

Die Behandlung wird so lange wie erforderlich fortgesetzt.

4.3. Gegenanzeigen

- Hypokaliämie

Lactathaltige Substitutionslösungen sollten nicht bei Patienten mit schwerer metabolischer Azidose oder beeinträchtigtem Lactat-Stoffwechsel angewendet werden.

4.4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Lösung darf nur von einem Arzt oder unter der Anleitung eines Arztes mit ausreichenden Erfahrungen in der Intensivpflege und/ oder im Umgang mit Hämofiltrations-/Hämodiafiltrationstechniken angewendet werden. Unter der Therapie sind Kreislaufparameter, Flüssigkeitsbilanz, Elektrolyt- werte und Säuren-Basen-Status engmaschig zu überwachen. Der Kalium-spiegel ist engmaschig zu kontrollieren, damit die Lösung mit dem geeigneten Kalium-gehalt eingesetzt werden kann. Eine schwere metabolische Azidose sollte vor Anwendung einer lactathaltigen Hämofiltration-slösung mit einer Bicarbonatlösung korrigiert werden. Zur Überwachung sind nur Geräte für kontinuierliche Nierenersatztherapien geeignet. Keine Monitore verwenden, die für die Hämodialyse bestimmt sind. Der Blutzuckerspiegel sollte engmaschig überwacht werden, besonders bei Diabetikern. Besondere Vorsicht vor der Anwendung lactathaltiger Substitutionslösungen ist bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen, Sepsis oder Herzversagen geboten.

4.5. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die Korrektur der Elektrolytplasmaspiegel kann Symptome einer Digitalis-überdosierung hervorrufen. Die Plasmaspiegel filtrierbarer/ dialysierbarer Arzneimittel können unter der Therapie sinken. Gegebenenfalls ist die Dosierung entsprechend anzupassen.

4.6. Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit

Über die Anwendung dieses Produktes bei Schwangerschaft gibt es keine Information. Die Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen soll nur nach Abwägung von Risiken und Nutzen erfolgen.

4.7. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Kalilactasol hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

4.8. Nebenwirkungen

Es können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe, generalisierte Krämpfe und Blutdruckabfall auftreten, die auf das Dialyseverfahren zurückzuführen sind. Es kann zu Störungen im Elektrolyt-haushalt kommen. Außerdem können Hyperglykämien auftreten, da die Lösung Glucose enthält.

4.9. Überdosierung

Bei ordnungsgemäßer technischer Ausführung des Verfahrens und sorgfältiger Kontrolle der Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz und des Säure-Basen-Haushalts ist eine Überdosierung mit der Kalilactasol-Lösung nicht zu erwarten. Eine Überdosierung führt bei Patienten mit Nierenversagen zur Flüssigkeitsüberladung. Durch Fortsetzung der Hämofiltration können überschüssige Flüssigkeit und Elektrolyte entfernt werden. Eine Überdosierung kann schwere Folgen wie Stauungsherzinsuffizienz, Elektrolyt- und Säure-Basen Störungen haben.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hämofiltrate

ATC - Code: B05Z B

Kalilactasol ist pharmakologisch inaktiv. Bei der Hämofiltration werden - wie bei der glomerulären Filtration in der gesunden Niere - Plasmawasser und gelöste Stoffe einschließlich Harnstoff über eine semipermeable Membran filtriert. Dabei werden erhebliche Volumina an Plasmawasser entfernt, die durch eine sterile Substitutionslösung ersetzt werden müssen. Kalilactasol enthält Natrium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Chlorid-Ionen zusammen mit Glucose in physiologischen Konzentrationen, wie sie im Plasma vorkommen und ist deshalb als Substitutionslösung geeignet. Lactat wird im Cori-Zyklus zu äquimolaren Mengen Bicarbonat umgesetzt und dient der Korrektur der metabolischen Azidose. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Kalilactasol als Dialyselösung für die kontinuierliche Hämodiafiltration oder kontinuierliche Hämodialyse geeignet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es gibt keine präklinische Information, die zur Einschätzung der Sicherheit beitragen könnte.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1. Hilfsstoffe

Wasser für Injektionszwecke. Salzsäure, 3,646% w/v

6.2. Inkompatibilitäten

Nicht mit bicarbonathaltiger Lösung mischen, da dies zu Ausfällung von Calcium- und Magnesiumcarbonat führt.

6.3. Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: zum sofortigen und einmaligen Gebrauch.

6.4. Besondere Lagerungshinweise

Nicht unter 4°C lagern.

6.5. Art und Inhalt des Behältnisses

PVC-Beutel. Packungsgröße: 2 x 5000 ml.

Der Behälter hat zwei Infusionsanschlüsse - einen mit einem Konnektor und einen für den Anstechdorn und Arzneimittelzugabe. Der Beutel ist in einer mehrlagigen, durchsichtigen Copolymerfolie verpackt.

6.6. Hinweise für Handhabung und Gebrauch

Beim Anschluss/Abnehmen des Schlauch-Sets ist auf eine aseptische Arbeitsweise zu achten. Die Erwärmung der Lösung auf Körpertemperatur muss sorgfältig kontrolliert werden. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder die Lösung trübe ist. Beutel durch kräftiges Drücken auf Undichtigkeiten prüfen. Undichte Beutel sind sofort zu verwerfen, da die Sterilität der Lösung nicht mehr gewährleistet ist. Die Behälter sind nur für den einmaligen Gebrauch. Nicht verwendete Lösung ist zu verwerfen.

7. Pharmazeutischer Unternehmer

Gambro Lundia AB

Box 10101

SE-220 10 Lund

SCHWEDEN

Hemolactol

1. Bezeichnung des Arzneimittels

Kalilactasol, Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse.

2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

Siehe Tabellen.

3. Darreichungsform

Lösung für Hämofiltration und Hämodialyse. Klare Lösung mit leicht gelber Einfärbung.

pH der Lösung: 4,5 – 6,5 Theoretische Osmolarität: 301,6 mosm/l

4. Klinische Angaben

4.1. Anwendungsgebiete

Hemolactol wird bei akutem Nierenversagen und Arzneimittelvergiftungen mit dialysierbaren/filtrierbaren Substanzen eingesetzt als Substitutionslösung bei der kontinuierlichen Hämofiltration und Hämodiafiltration und als Dialyselösung in der kontinuierlichen Hämodialyse/Hämodiafiltration. Hemolactol ist besonders für normokalämische Patienten.

4.2. Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Hemolactol wird in den venösen Rückfluss infundiert. Als Substitutionslösung kann Hemolactol in der Prä- und in der Postdilutionshämofiltration verwendet werden. Die Dosierung ist abhängig vom Flüssigkeitsstatus des Patienten, der angestrebten Flüssigkeitsbilanz und der entzogenen Flüssigkeitsmenge. Über die Dosierung entscheidet deshalb der behandelnde Arzt. Bei der kontinuierlichen Hämodialyse und Hämodiafiltration ist die erzielte Clearance direkt proportional zum Dialysatfluss.

Für Substitutionslösungen in der Hämofiltration und Hämodiafiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 1500 ml/Stunde

Kinder: B 15 - 20 ml/kg/Stunde

Für Dialyselösungen bei der kontinuierlichen Hämodialyse/ Hämofiltration sind folgende Flussraten üblich:

Erwachsene: 500 - 2000 ml/Stunde

Kinder: 15 - 20 ml/kg/Stunde

Die Behandlung wird so lange wie erforderlich fortgesetzt.

4.3. Gegenanzeigen

- Hyperkaliämie

Lactathaltige Substitutionslösungen sollten nicht bei Patienten mit schwerer metabolischer Azidose oder beeinträchtigtem Lactat-Stoffwechsel angewendet werden.

4.4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Lösung darf nur von einem Arzt oder unter der Anleitung eines Arztes mit ausreichenden Erfahrungen in der Intensivpflege und/ oder im Umgang mit Hämofiltrations-/Hämodiafiltrationstechniken angewendet werden. Unter der Therapie sind Kreislaufparameter, Flüssigkeitsbilanz, Elektrolytwerte und Säuren-Basen-Status engmaschig zu überwachen. Der Kaliumspiegel ist engmaschig zu kontrollieren, damit die Lösung mit dem geeigneten Kaliumgehalt eingesetzt werden kann. Eine schwere metabolische Azidose sollte vor Anwendung einer lactathaltigen Hämofiltrationslösung mit einer Bicarbonatlösung korrigiert werden. Zur Überwachung sind nur Geräte für kontinuierliche Nierenersatztherapien geeignet. Keine Monitore verwenden, die für die Hämodialyse bestimmt sind. Der Blutzuckerspiegel sollte engmaschig überwacht werden, besonders bei Diabetikern. Besondere Vorsicht vor der Anwendung lactathaltiger Substitutionslösungen ist bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen, Sepsis oder Herzversagen geboten.

4.5. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die Korrektur der Elektrolytplasmaspiegel kann Symptome einer Digitalis-überdosierung hervorrufen. Die Plasmaspiegel filtrierbarer/ dialysierbarer Arzneimittel können unter der Therapie sinken. Gegebenenfalls ist die Dosierung entsprechend anzupassen.

4.6. Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit

Über die Anwendung dieses Produktes bei Schwangerschaft gibt es keine Information. Die Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen soll nur nach Abwägung von Risiken und Nutzen erfolgen.

4.7. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Hemolactol hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

4.8. Nebenwirkungen

Es können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfe, generalisierte Krämpfe und Blutdruckabfall auftreten, die auf das Dialyseverfahren zurückzuführen sind. Es kann zu Störungen im Elektrolyt-haushalt kommen. Außerdem können Hyperglykämien auftreten, da die Lösung Glucose enthält.

4.9. Überdosierung

Bei ordnungsgemäßer technischer Ausführung des Verfahrens und sorgfältiger Kontrolle der Flüssigkeits- und Elektrolytbilanz und des Säure-Basen-Haushalts ist eine Überdosierung mit der Hemolactol-Lösung nicht zu erwarten. Eine Überdosierung führt bei Patienten mit Nierenversagen zur Flüssigkeitsüberladung. Durch Fortsetzung der Hämofiltration können überschüssige Flüssigkeit und Elektrolyte entfernt werden. Eine Überdosierung kann schwere Folgen wie Stauungsherzinsuffizienz, Elektrolyt- und Säure-Basen Störungen haben.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hämofiltrate

ATC - Code: B05Z B

Hemolactol ist pharmakologisch inaktiv. Bei der Hämofiltration werden - wie bei der glomerulären Filtration in der gesunden Niere - Plasmawasser und gelöste Stoffe einschließlich Harnstoff über eine semipermeable Membran filtriert. Dabei werden erhebliche Volumina an Plasmawasser entfernt, die durch eine sterile Substitutionslösung ersetzt werden müssen. Hemolactol enthält Natrium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Chlorid-Ionen zusammen mit Glucose in physiologischen Konzentrationen, wie sie im Plasma vorkommen und ist deshalb als Substitutionslösung geeignet. Lactat wird im Cori-Zyklus zu äquimolaren Mengen Bicarbonat umgesetzt und dient der Korrektur der metabolischen Azidose. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist Hemolactol als Dialyselösung für die kontinuierliche Hämodiafiltration oder kontinuierliche Hämodialyse geeignet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nicht zutreffend.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es gibt keine präklinische Information, die zur Einschätzung der Sicherheit beitragen könnte.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1. Hilfsstoffe

Wasser für Injektionszwecke. Salzsäure, 3,646% w/v

6.2. Inkompatibilitäten

Nicht mit bicarbonathaltiger Lösung mischen, da dies zu Ausfällung von Calcium- und Magnesiumcarbonat führt.

6.3. Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: zum sofortigen und einmaligen Gebrauch.

6.4. Besondere Lagerungshinweise

Nicht unter 4°C lagern.

6.5. Art und Inhalt des Behältnisses

PVC-Beutel. Packungsgröße: 2 x 5000 ml.

Der Behälter hat zwei Infusionsanschlüsse – einen mit einem Konnektor und einen für den Anstechdorn und Arzneimittelzugabe. Der Beutel ist in einer mehrlagigen, durchsichtigen Copolymerfolie verpackt.

6.6. Hinweise für Handhabung und Gebrauch

Beim Anschluss/Abnehmen des Schlauch-Sets ist auf eine aseptische Arbeitsweise zu achten. Die Erwärmung der Lösung auf Körpertemperatur muss sorgfältig kontrolliert werden. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder die Lösung trübe ist. Beutel durch kräftiges Drücken auf Undichtigkeiten prüfen. Undichte Beutel sind sofort zu verwerfen, da die Sterilität der Lösung nicht mehr gewährleistet ist. Die Behälter sind nur für den einmaligen Gebrauch. Nicht verwendete Lösung ist zu verwerfen.

7. Pharmazeutischer Unternehmer

Gambro Lundia AB
Box 10101
SE-220 10 Lund
SCHWEDEN

Spezialfilter & Kapillarfilter

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Spezialfilter
- ⊕ Kapillarfilter für Hämofiltration allgemein



Filter

Spezialfilter/Kapillarfilter



Spezialfilter

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|-------------------------|-------------|---------------------|--|----|
| PRISMA TPE 2000 Set | 107638 | 0,35 m ² | Polypropylen-Kapillarfilter (PF 2000) in Systemkassette zur Plasmaseparation inkl. Spül- u. Auffangbeutel für PRISMA | 4 |
| PrismafleX TPE 1000 Set | 107143 | 0,15 m ² | Polypropylen-Kapillarfilter (PF 1000) in Systemkassette zur Plasmaseparation inkl. Spül- u. Auffangbeutel für | 4 |
| PrismafleX TPE2000 Set | 107144 | 0,35 m ² | Polypropylen-Kapillarfilter (PF 2000) in Systemkassette zur Plasmaseparation inkl. Spül- u. Auffangbeutel für | 4 |
| PLASMAFILTER PF 1000N | 1N50905001 | 0,15 m ² | Polypropylen-Kapillarfilter zur Plasmaseparation | 1 |
| PLASMAFILTER PF 2000N | 1N50015001 | 0,35 m ² | Polypropylen-Kapillarfilter zur Plasmaseparation | 1 |
| ADSORBA 150C | 1D50015001 | | Hämoperfusionsfilter mit beschichteter Aktivkohle | 1 |
| ADSORBA 300C | 1D50007001 | | Hämoperfusionsfilter mit beschichteter Aktivkohle | 1 |

Kapillarfilter für Hämofiltration allgemein

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|----------------|-------------|---------------------|--|----|
| MULTIFLOW 60 | 8353146 | 0,60 m ² | Einzelfilter für CVWH / CVWHD / CVWHDF | 4 |
| MULTIFLOW 60 S | 8353062 | 0,60 m ² | mit Schlauchsystemen und Sammelbehälter für CAVH / CAVHD | 4 |
| MULTIFLOW 100 | 8353203 | 0,90 m ² | Einzelfilter für CVWH / CVWHD / CVWHDF | 4 |

PrismafleX eXeed Filter

| Artikel | Artikel-Nr. | Oberfläche | Beschreibung | VP |
|----------------------------|-------------|--------------------|---|----|
| PrismafleX HF20 Set | 109841 | 0,2 m ² | Polyarylethersulfon (PAES) Filter in Prismaflexkassette für Patienten mit 8-30 kg und kleinstem extrakorporalen Blutvolumen | 4 |
| PrismafleX oXiris Set | 112016 | 1,2 m ² | Adjuvante Sepsis-Therapie zur Endotoxin-Adsorption | 4 |
| PrismafleX septeX Set | 112017 | 1,1 m ² | Adjuvante Sepsis-Therapie zur Zytokin-Filtration | 2 |
| PrismafleX Adsorba 150 Kit | 107642 | - | Hämoperfusionsset inkl. Adsorba 150 C | 1 |
| PrismafleX Adsorba 300 Kit | 107641 | - | Hämoperfusionsset inkl. Adsorba 300 C | 1 |

Spezialfilter & Kapillarfilter

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Spezialfilter
- ⊕ Kapillarfilter für Hämofiltration allgemein



Zubehör

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Spül- und Auffangbeutel
- ⊕ Adapter / Verlängerung
- ⊕ Schlauch-/Infusionssysteme
- ⊕ Allgemeines Zubehör

Spül- und Auffangbeutel

Zubehör

| Spül- und Auffangbeutel | | | |
|-------------------------|-------------|--|----|
| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
| SP C 36 | 6038426 | 3 Liter Spülbeutel | 30 |
| SP 354 | 6030571 | 5 Liter Auffangbeutel für PRISMA / BM11+14 | 40 |
| SP 414 | 6032957 | 5 Liter Auffangbeutel für Prismaflex | 50 |
| SP 418 | 6033765 | 9 Liter Auffangbeutel für Prismaflex | 30 |

Adapter / Verlängerung

Zubehör

| Adapter / Verlängerung | | | |
|------------------------|-------------|--|-----|
| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
| S-660 C (alt GYC-1) | 6431233 | Shunt-Schlauch | 50 |
| VP 2 | 6037782 | Ersatz-Hydrophobfilter für Druckmessung | 45 |
| SP 27 (alt C330) | 6038533 | Adapter 6 cm Luer-Lock, weibl./weibl. | 90 |
| SP 67 (alt SP 90) | 6038194 | Adapter 10 cm Luer-Lock, männl. /männl. | 36 |
| SP 395 (alt SP 174) | 6032437 | Filtrat - Adapter, Dialysatanschluß / Luer-Lock männl. | 50 |
| SP 169 | 6038996 | Adapterset für Hämofilter | 25 |
| SP 234 | 6039465 | Adapter 8 cm, Dialysator Blutseite/Luer-Lock männl. | 100 |
| HINT 395 G (alt SP157) | 6030720 | Heizungsschlauch | 100 |
| PH 580 | 6030597 | Heizungsschlauch für Prisma Therm | 25 |
| SP 420 (alt SP 381) | 6033112 | Heizungsschlauch für Prismatherm II | 36 |
| SP 415 | 6032999 | HF- Adapter 1x SafeLock auf 1x Luer | 50 |


Schlauch-/Infusionssysteme

Zubehör

Schlauchsysteme / Infusionssysteme

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|------------|-------------|--|----|
| BSM-1G Set | 6182570 | Art. u. ven. Schlauchsystem Set für BSM22 | 12 |
| SP 134 G | 6039721 | Infusionssystem mit Pumpensegment (Ø:4 mm) für BSM22, 1 Luer-Lock oder belüfteter Anstechdorn | 24 |
| SP 214 | 6039705 | Infusionssyst. mit Pumpensegment (Ø:4 mm) für BSM22, 3 Anschlüsse Luer-Lock oder Anstechdorn | 24 |

Allgemeines Zubehör



Zubehör allgemein

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|----------------|-------------|--|-----|
| TIPSTOP | 101997 | Druckpressverband zur Punktionsversorgung (klein) | 96 |
| Pflaster XL | 101504 | 30 x 72 (Verband), 15 x 20 (Schwamm) | 500 |
| DAS 260 | 6009781 | Shuntklemme | 2 |
| Heparinspritze | 258458 | 30 ml Spritze mit Luer-Lock und Stopfen | 100 |
| Heparinspritze | 106804 | 20 ml Spritze mit Luer-Lock und Stopfen für Prisma | 120 |
| MAX-FLO | 290063 | 4 Wege Hahn mit großer Bohrung für Prisma | 50 |
| SP 39 | 6038046 | Kunststoffklemme, blau | 50 |

Katheter

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Spaltfreie Übergänge reduzieren Clotting.
- ⊕ Thermosensibles Polyurethan sorgt für Stabilität beim Legen und Komfort beim Patienten.
- ⊕ Hochwertige Luer-Lock-Konnektoren sind widerstandsfähig gegen Verformung und Spannungsrisse.
- ⊕ Strömungsoptimiertes Lumen-Design ermöglicht bestmögliche Flussraten bei geringem arteriellem Druck.
- ⊕ Katheterspitzen-Design ohne Seitenlöcher reduziert das Clotting-Risiko und beugt dem Ansaugen des Katheters an die Gefäßintima vor.
- ⊕ Die Dolphin Beschichtung verhindert Ablagerungen und optimiert so den Blutfluss.
- ⊕ Die Dolphin Protect Beschichtung reduziert zusätzlich die bakterielle Besiedelung des Katheters.



Katheter

Kurzzeit-Katheter

Standard, Single-Lumen



Single-Lumen-Katheter

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|----------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GSC-815J | 100873 | 8 | 150 | PUR | gebogen | 10 |
| GSC-815 | 113197 | 8 | 150 | PUR | - | 10 |
| GSC-820 | 113196 | 8 | 200 | PUR | - | 10 |
| GSC-825 | 101805 | 8 | 250 | PUR | - | 10 |

Single-Lumen-Katheter Kits

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|----|
| GSK-815 | 113195 | 8 | 150 | PUR | - | 5 |
| GSK-817,5 | 113194 | 8 | 175 | PUR | - | 5 |
| GSK-820 | 113193 | 8 | 200 | PUR | - | 5 |
| GSK-825 | 100825 | 8 | 250 | PUR | - | 5 |
| GSK-812,5J | 101110 | 8 | 125 | PUR | gebogen | 5 |
| GSK-815J | 101806 | 8 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GSK-820J | 100824 | 8 | 200 | PUR | gebogen | 5 |
| GSK-815Y | 113192 | 8 | 150 | PUR | Y-Adapter | 5 |
| GSK-820Y | 113191 | 8 | 200 | PUR | Y-Adapter | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Pflaster[°]

Hemofiltrations-Katheter Kit

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|----------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GHK-1011 | 100806 | 10 | 110 | PUR | - | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Pflaster[°], 1 venöse und 1 arterielle Markierungsklemme[°]


[°]Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Kurzzeit-Katheter

Standard, Doppel-Lumen



Blutflussrate



Doppel-Lumen-Katheter

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GDC-1115 | 101797 | 11 | 150 | PUR | - | 5 |
| GDC-1117,5 | 101242 | 11 | 175 | PUR | - | 5 |
| GDC-1120 | 101799 | 11 | 200 | PUR | - | 5 |
| GDC-1125 | 101800 | 11 | 250 | PUR | - | 5 |
| GDC-1112,5J | 101028 | 11 | 125 | PUR | gebogen | 5 |
| GDC-1115J | 101798 | 11 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GDC-1120J | 101295 | 11 | 200 | PUR | gebogen | 5 |

Einheit enthält: Dilator GVD-1115

Doppel-Lumen-Katheter Kits

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GDK-1115 | 101801 | 11 | 150 | PUR | - | 5 |
| GDK-1117,5 | 103241 | 11 | 175 | PUR | - | 5 |
| GDK-1120 | 101802 | 11 | 200 | PUR | - | 5 |
| GDK-1125 | 101511 | 11 | 250 | PUR | - | 5 |
| GDK-1112,5J | 101169 | 11 | 125 | PUR | gebogen | 5 |
| GDK-1115J | 101509 | 11 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GDK-1117,5J | 101379 | 11 | 175 | PUR | gebogen | 5 |
| GDK-1120J | 101510 | 11 | 200 | PUR | gebogen | 5 |
| GDK-1215 | 100842 | 12 | 150 | PUR | - | 5 |
| GDK-1220 | 101803 | 12 | 200 | PUR | - | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator GVD-1115 für 11F, Dilator 12F x 150mm für 12F°, Pflaster°

° Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

VP = Verpackungseinheit

Kurzzeit-Katheter

Standard, Triple-Lumen



Triple-Lumen-Katheter Kits


| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|------------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GTK-1215 | 101808 | 12 | 150 | PUR | - | 5 |
| GTK-1217,5 | 103482 | 12 | 175 | PUR | - | 5 |
| GTK-1220 | 101809 | 12 | 200 | PUR | - | 5 |
| GTK-1215J | 101384 | 12 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GTK-1220J | 101385 | 12 | 200 | PUR | gebogen | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, 3 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 12F x 150mm[°], Pflaster[°]


[°] Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Kurzzeit-Katheter

Standard, Pädiatrische Single/Doppel-Lumen



Blutflussrate



Single-Lumen-Katheter Kit

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | VP |
|----------|-------------|--------|------------|----------|----|
| GSK-606P | 110644 | 6 | 60 | PUR | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-187, kalibrierter Führungsdraht GGW-3250J, Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 6F x 150mm[°], Pflaster[°]

Doppel-Lumen-Katheter Kits


| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | VP |
|------------|-------------|--------|------------|----------|----|
| GDK-607,5P | 101208 | 6,5 | 75 | PUR | 5 |
| GDK-610P | 100943 | 6,5 | 100 | PUR | 5 |
| GDK-612,5P | 100843 | 6,5 | 125 | PUR | 5 |
| GDK-810P | 101512 | 8 | 100 | PUR | 5 |
| GDK-812,5P | 101513 | 8 | 125 | PUR | 5 |
| GDK-815P | 100944 | 8 | 150 | PUR | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-187, kalibrierter Führungsdraht GGW-3250J für 6,5F/ GGW-3570J für 8F, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 7F x 150mm für 6,5F[°]/ Dilator GVD-815 für 8F, Pflaster[°]


[°] Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Kurzzeit-Katheter

HighFlow, Kidneyshaped Doppel-Lumen



Blutflussrate



HighFlow Kidneyshaped Doppel-Lumen-Katheter Kits

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|-------------|-------------|--------|------------|----------|---------|----|
| GDHK-1115 | 109711 | 11,5 | 150 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1120 | 109712 | 11,5 | 200 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1125 | 109713 | 11,5 | 250 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1115J | 112572 | 11,5 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GDHK-1120J | 112573 | 11,5 | 200 | PUR | gebogen | 5 |
| GDHK-1315 | 103358 | 13 | 150 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1317,5 | 103357 | 13 | 175 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1320 | 103356 | 13 | 200 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1325 | 106661 | 13 | 250 | PUR | - | 5 |
| GDHK-1315J | 109535 | 13 | 150 | PUR | gebogen | 5 |
| GDHK-1320J | 109511 | 13 | 200 | PUR | gebogen | 5 |

Kitbestandteile: Katheter mit Innendilatator, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3270J für 11,5F°/GGW-3870J für 13F, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 12F x 150mm für 11,5F°/Dilatator 13F x 150mm für 13F°, Pflaster°


° Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Kurzzeit-Katheter

HighFlow, Kidneyshaped Doppel-Lumen mit Dolphin®/
Dolphin® Protect Beschichtung



Blutflussrate



HighFlow Kidneyshaped Doppel-Lumen-Katheter Kits mit Dolphin Beschichtung

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|----------------|-------------|--------|------------|------------------------|---------|----|
| MS-GDHK-1315 | 103520 | 13 | 150 | PUR-PDMS Copolymerfilm | - | 5 |
| MS-GDHK-1317,5 | 103521 | 13 | 175 | PUR-PDMS Copolymerfilm | - | 5 |
| MS-GDHK-1320 | 103522 | 13 | 200 | PUR-PDMS Copolymerfilm | - | 5 |
| MS-GDHK-1325 | 106662 | 13 | 250 | PUR-PDMS Copolymerfilm | - | 5 |

Kitbestandteile: Katheter mit Innendilatator, Einführungschanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 13F x 150mm°, Pflaster°

HighFlow Kidneyshaped Doppel-Lumen-Katheter Kits mit Dolphin Protect Beschichtung

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Länge (mm) | Material | Details | VP |
|---------------|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|----|
| MC-GDHK-1115 | 109708 | 11,5 | 150 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1120 | 109709 | 11,5 | 200 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1125 | 109710 | 11,5 | 250 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1115J | 109683 | 11,5 | 150 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | gebogen | 5 |
| MC-GDHK-1120J | 109682 | 11,5 | 200 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | gebogen | 5 |
| MC-GDHK-1315 | 109585 | 13 | 150 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1320 | 109584 | 13 | 200 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1325 | 109705 | 13 | 250 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | - | 5 |
| MC-GDHK-1315J | 109706 | 13 | 150 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | gebogen | 5 |
| MC-GDHK-1320J | 109707 | 13 | 200 | PUR-PDMS-PCL/Bi Copolymerfilm | gebogen | 5 |

Kitbestandteile: Katheter mit Innendilatator, Einführungschanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3270J für 11,5F°/GGW-3870J für 13F, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Dilator 12F x 150mm für 11,5F°/Dilator 13F x 150mm für 13F°, Pflaster°


° Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Langzeit-Katheter

Retrograd, EverFlow® Single-Lumen



Blutflussrate



EverFlow Single-Lumen-Katheter

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Implantationslänge I (mm) | Implantationslänge II (mm) | Material | VP |
|-----------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|----------|----|
| GSSC-1417 | 109974 | 14,4 | 170 | 220 | Silikon | 5 |
| GSSC-1426 | 109973 | 14,4 | 260 | 300 | Silikon | 5 |

Einheit enthält: Katheter, Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, 2 x Luer-Lock-Konnektor°, Nahring°, Volumenrechner°

EverFlow Single-Lumen-Katheter Kits

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Implantationslänge I (mm) | Implantationslänge II (mm) | Material | VP |
|-----------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|----------|----|
| GSSK-1417 | 109972 | 14,4 | 170 | 220 | Silikon | 5 |
| GSSK-1426 | 109971 | 14,4 | 260 | 300 | Silikon | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, 2 x Luer-Lock-Konnektor°, Nahring°, Trokar°, Dilator 13F x 150mm°, Split-Sheath-Dilatatorsystem 16F x 150mm°, Pflaster°, Volumenrechner°


° Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

Langzeit-Katheter

Retrograd, Pourchez RetrO™



Blutflussrate



Pourchez RetrO Combo Kits


| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Implantationslänge (mm) | Katheterschaftlänge (mm) | Material | VP |
|----------|-------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------|----|
| RS19SH24 | 109735 | 10 x 20 | 190 | 240 | Silikon | 5 |
| RS23SH28 | 109744 | 10 x 20 | 230 | 280 | Silikon | 5 |
| RS27SH32 | 109743 | 10 x 20 | 270 | 320 | Silikon | 5 |
| RS31SH36 | 109742 | 10 x 20 | 310 | 360 | Silikon | 5 |
| RS35SH40 | 109741 | 10 x 20 | 350 | 400 | Silikon | 5 |

Kitbestandteile: Pourchez RetrO Katheter, 18G Einführungskanüle, 12ml Spritze, 2 x J/gerade 0,038" Führungsdraht, 12F Dilator, 14F Dilator, 16F Dilator, 6F Sheath/Dilator, 2 x 5F SafeTrac intrakathetraler Dilator, Skalpell #11, Tunnellierungsstylette, Tunnellierungshülse, 2 x Injektionsadapter/-tunneller, Nahring, 4 x Mulltupfer, Pflaster, 2 x Injektionsverschlusskappe (latexfrei), 2 x farbcodierter Verlängerungsadapter, 4 x Flachklemme, Warnhinweis-Etikett (latexfrei)

Pourchez RetrO Repair Kit

| Artikel | Artikel-Nr. | VP |
|---------|-------------|----|
| PRRK5 | 107038 | 5 |

Kitbestandteile: 2 x farbcodierter Verlängerungsadapter, 2 x Flachklemme, 2 x Injektionsverschlusskappe (latexfrei)




Langzeit-Katheter

Anterograd, EverFlow® Kidneyshaped Doppel-Lumen



Blutflussrate



EverFlow Kidneyshaped Doppel-Lumen-Katheter Kits

| Artikel | Artikel-Nr. | AD (F) | Implantationslänge (mm) | Katheterschaftlänge (mm) | Material | VP |
|-----------|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|----------|----|
| GDSK-1517 | 109324 | 15 | 170 | 240 | Silikon | 5 |
| GDSK-1521 | 109323 | 15 | 210 | 280 | Silikon | 5 |
| GDSK-1525 | 109327 | 15 | 250 | 320 | Silikon | 5 |
| GDSK-1529 | 109326 | 15 | 290 | 360 | Silikon | 5 |

Kitbestandteile: Katheter, Einführungskanüle GPN-177, kalibrierter Führungsdraht GGW-3870J, 2 x Luer-Lock-Injektionsschutzkappe GIC-100, Nahtring°, Trokar°, Dilator 13F x 150mm°, Split-Sheath-Dilatatorsystem 16F x 150mm°, Pflaster°

° Nicht als GamCath® Zubehör erhältlich.

MARS

Allgemeine Features & Benefits

- ⊕ Das etablierte Leber- Unterstützungssystem
- ⊕ Eindrucksvolle Studienlage
- ⊕ Therapie-Unterstützung bei Bedarf vor Ort



MARS

Systeminformationen



Indikationen zum Einsatz von MARS

- Akute Dekompensation der chronischen Leberinsuffizienz
- Akutes Leberversagen und akute Leberdysfunktion
- Transplantversagen oder Dysfunktion nach Transplantation
- Leberinsuffizienz nach Leberteilresektionen oder TIPS-Anlage
- Therapierefraktärer Pruritus bei chronischer Cholestase
- Akute und chronische Vergiftungen (Medikamente, Pilze, etc.)

Eigenschaften des MARS Verfahrens

- Gleichzeitige effektive und selektive Entfernung proteingebundener und wasserlöslicher Toxine
- Möglichkeit der Beeinflussung des Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Säure- sowie Basengleichgewichts
- Möglichkeit der Beeinflussung des Glucose- und Laktatspiegels des Patienten
- Hohe Patientensicherheit durch hohe Biokompatibilität der Membrane, zellfreien Betrieb und Sicherheitsbarriere (Humanalbumin) zwischen Patientenblut und Adsorbersäulen
- Kosteneffektivität durch kontinuierliche Regeneration des Albumdialysats während der Behandlung
- Möglichkeit der Temperaturregelung des Albumdialysats
- Einfache Anwendung, insbesondere bei Erfahrung mit CWH

MARS Monitor 1TC

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|------------------|-------------|--|----|
| MARS Monitor 1TC | 800140 | Leberdialysegerät zur Entfernung proteingebundener Toxine bei akuten Lebererkrankungen | 1 |
| Kauf | 3001 | | |
| Monatsmiete | 3002 | | |
| Jahresmiete | 3003 | | |
| Tagesmiete | 3005 | | |
| Wartung | 4001 | STK 1x jährlich | |

Kompatibilität mit den Geräten folgender Hersteller

Gambro

AK 10
(BMM10-1/UDM10-1)
AK 10 IC
(BMM10-1/HFM10-1IC)
AK 95
AK 100
AK 200
PrismafleX (ab 6/2010)
PRISMA
Monitral-S Integra
BSM22

Fresenius

A2008C
2008H
4008
4008 H
4008 S
ADM08 multiFiltrate

Belco

Formula

Kimal
Hygieia Plus

B. Braun

DIAPACT
CRRT
Dialog

Edwards

Lifesciences
BM 25
Aquarius

Medica

EQUAsmart

MARS

Technische Daten



Abmessungen

- Höhe: 450 cm
- Breite: 530 cm
- Tiefe: 350 cm
- Gewicht: ca. 17 kg

Netzbetrieb/Akkubetrieb

- Netzspannung: 115/230 VAC \pm 10%, 50/60 Hz
- Stromaufnahme: 45,0 A (bei 230 VAC)
0,9 A (bei 115 VAC)
- Leistungsaufnahme: 100 VA
- Sicherung: T 0,63 A (bei 230 VAC)
T 1,2 A (bei 115 VAC)
- Akku für Netzbackup: 2 x 12 V; 2,2 Ah Bleigelakku
- Akkubetriebszeit: ca. 30 min

Betriebs- und Transportbedingungen

- Schutzart: Tropfwassergeschützt
- Schutzklasse: Schutzklasse I, Anwendungsteil Typ B
- Betriebstemperatur: 10 bis 40°C
- Relative Luftfeuchte: 30 bis 90% (ohne Betauung)
- Atm. Luftdruck: 700 bis 1060 mbar
- Betriebsart: Dauerbetrieb
- Transport-/Lagertemp.: -10 bis +60°C in der Originalverpackung
- Relative Luftfeuchte: 10 bis 90% (ohne Betauung)
- Atm. Luftdruck: 500 bis 1060 mbar

Schnittstellen

- Serielle Schnittstelle: (RS-232, potentialfrei)
- Parallele Schnittstelle: (EPP, Centronics) für Drucker

Drucksensoren und optische Sensoren

- Messbereich: -70 bis 500 mmHg
- Messgenauigkeit: \pm 10 mmHg
- Max. Druckbelastbarkeit: 700 mmHg
- Adsorber Eingangsdruck pIN: Anzeigebereich 0 bis 500 mmHg
Alarmfenster 50-200 mmHg: Grenzwert in Schritten von 25 mmHg einstellbar
- Adsorber Ausgangsdruck pOUT: Anzeigebereich -70 bis +00 mmHg
- Überbrückungszeit: keine
- Stillsetzeit: < 120 sec
- Blutleckdedektor: Optisch spektral-sensitives
- Messprinzip: Messverfahren

Dialysatheizung

- Heizleistung: 50 W max.
- Dialysattemperatur: 35 bis 38° C
- Max. heizungstemp.: < 41° C
- Schutzsystem: Abschalttemperatur 41,0°C

Dialysatflüssigkeit/Spüllösung

- Albumindialysat: Max. 20%ige Albuminlösung
0,9%ige wässrige isotonische Natrium-Chlorid-Lösung oder Dialysatflüssigkeit
- Albuminflussrate: 50 bis 250 ml/min \pm 10% Toleranz



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen nach maßgabe der EG Direktive 93/42/EEC vom 14. Juni 1993 hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit.

Die genannten Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

MARS

Sets, Zubehör und Therapieservice



MARS Behandlungssets

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-----------------|-------------|--|----|
| MARS-Kit 1112/0 | 800472 | Standard-Set für MARS-Monitor 1 mit Dialyse / CRRT-Geräten | 1 |
| MARS-Kit 1112/1 | 800473 | Standard-Set für MARS-Monitor 1TC mit Dialyse / CRRT-Geräten | 1 |
| MARS-Kit 1115/1 | 800475 | Set für MARS-Monitor 1TC in Kombination mit PRISMA | 1 |
| MARS-Kit 1412/1 | 800474 | Kinder-Set für MARS-Monitor 1TC mit Dialyse / CRRT-Geräten | 1 |


MARS Zubehör

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|-------------|---------------------|----|
| Adapter 001 | 800040 | Schlauchadapter-Set | |
| Adapter 002 | 800130 | Schlauchadapter-Set | |
| Adapter 003 | 800402 | Schlauchadapter-Set | |

MARS Therapieservice


| Artikel | | Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-----------------------|----------|-------------|--|
| Therapieunterstützung | werktags | 8001 | Anfahrt/ Abfahrt bis 250km, Aufbau, Beratung |
| Therapieunterstützung | WE/FT | 8002 | Anfahrt/ Abfahrt bis 250km, Aufbau, Beratung |
| Schulungen | werktags | 8003 | Vortrag, Training |

Ersatzteile



Ersatzteile

PrismafleX & Prisma



Ersatzteile PrismafleX

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|--|----|
| G5000201 | Abgleichdruckgeber | 1 |
| G5009801 | Ablaufdruckaufnehmer (Anschlußleitung 100 cm lang) | 1 |
| G5015103 | Ablaufwaage komplett | 1 |
| GI000001 | Alarmkabel Prismaflex, 5 m lang | 1 |
| G5005601 | Ansteuerplatine Antriebsmotor Ladearm | 1 |
| G5008001 | Antriebsmotor für Ladearm mit Spindel | 1 |
| G5006901 | ARPS Ansteuerplatine | 1 |
| G5006501 | ARPS Druckaufnehmer | 1 |
| G5006201 | ARPS Pumpenkopf komplett (mit Gehäuse) | 1 |
| G5006401 | ARPS Schrittmotor | 1 |
| G5040901 | Barcode Lesegerät | 1 |
| G5009001 | Batterie 12V | 1 |
| G5036201 | Bedienungsanleitung SW | 1 |
| G5008504 | Bedienungsanleitung SW 3.XX auf CD-ROM | 1 |
| G5000801 | Betriebsstundenzähler DC | 1 |
| G5001201 | Bildschirm Controller Platine | 1 |
| G5003501 | Bildschirm komplett (Rev.A) | 1 |
| G5003302 | Blutleckdetektor (BLD) | 1 |
| G5004201 | Blutpumpengetriebemotor | 1 |
| G5005702 | Blutpumpenrotor | 1 |
| G5001001 | Bremsgummi | 2 |
| G5007801 | Bremspedal | 1 |
| G5007101 | Carrier Platine | 1 |
| G5004001 | CD-ROM Laufwerk | 1 |
| 6980668 | Communication Programmer's Guide Rev.A | 1 |
| G5002406 | Compact Flash 128 MB (Scandisk) für PC 104 Platine | 1 |
| G5001301 | Dämpfungskit für Rückflußklemme (G5006801) | 1 |
| G5015403 | Dialysatwaage komplett (Rev.B3) | 1 |
| G5000901 | Druckanschluß, blau für Rückflußdruckaufnehmer | 1 |
| G5003401 | Druckaufnehmer Nummer 5 komplett (Anschlußleitung 70 cm lang) | 1 |
| G5004301 | Elesa Steckverschraubungen, gelb (zur Sicherung der inneren Gerätekomponenten) | 1 |
| G5034901 | Entladungsplatine für Potentialausgleichsklemme | 1 |
| G5006101 | Entlüftungskammerhalter | 1 |
| G5003101 | Ethernet Platine | 1 |
| G5008801 | Fernalarm Platine | 1 |

VP = Verpackungseinheit

Ersatzteile Prismaflex

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|--|----|
| G5004801 | Filterdruckaufnehmer (Anschlußleitung 50 cm lang) | 1 |
| G5009701 | Gasdruckstoßdämpfer für Bremspedal | 1 |
| G5007501 | Gehäusehaken links (Ansicht vor dem Gerät stehend) | 1 |
| G5007401 | Gehäusehaken rechts (Ansicht vor dem Gerät stehend) | 1 |
| G5008401 | Gehäuseverriegelung | 1 |
| G5003601 | Hallsensor für Slave Pumpe | 1 |
| G5002301 | Haltevorrichtung für Blutwärmer | 1 |
| G5009601 | Handkurbel für Blutpumpenrotor und Slave Pumpen Rotor | 1 |
| G5005502 | Heparinpumpe I2C komplett | 1 |
| G5001101 | Heparinpumpe, Spritzenhalter (10/20/30 ml Spritze) | 1 |
| G50296001 | Heparinpumpe, Spritzenhalter (50 ml Spritze) | 1 |
| G5029101 | Heparinpumpe, Transportarm (50 ml Spritze) | 1 |
| G50293-601 | Heparinpumpe, Transportarm (10/20/30 ml Spritze) | 1 |
| G5003001 | I2C Platine | 1 |
| G5000101 | Kalibriergewichte Prismaflex | 1 |
| G5007701 | Katheter, nicht steril, für Testzwecke | 1 |
| G5002901 | Kegeldichtung Druckaufnehmer | 6 |
| G5003201 | Klemmventil komplett | 1 |
| G5000701 | Lade- und Entladevorrichtung PKW | 1 |
| G5003701 | Ladearm | 1 |
| G5001501 | Laufrollen, antistatisch | 4 |
| G5010301 | Lautsprechereinheit | 1 |
| G5002801 | LED-Alarm Platine | 1 |
| G5008301 | Log Buch | 1 |
| G5003801 | Lüfter | 1 |
| G5006701 | Luftfalle (ABD) komplett | 1 |
| G5001601 | Luftfallentür für Luftfalle (ABD, G5006701) | 1 |
| G5010801 | Luftfilter ARPS, 130 Mikrometer | 3 |
| G5008101 | LVDS RX-TX Verbindungsleitung (Leitung für Video Signal) | 1 |
| G5001701 | LVDS-RX Platine 3V3 | 1 |
| G5002001 | LVDS-TX Platine 3V3 (Rev.A1) | 1 |
| G5004601 | Memory Card Platine (für PCMCIA Speicherkarten) | 1 |
| G5002201 | Mikrotaster (zur Erkennung der Endposition des Ladearms) | 1 |
| G5000401 | Montagewerkzeug für Ladearmschleifring (G5004501) | 1 |
| G5010901 | Netzanschlußkabel, 6 A | 1 |
| G5003901 | Netzkabelhalter | 1 |
| G5008701 | Netzteil komplett | 1 |
| G5005301 | O-Ring 2-008 Nitrile (O-Ring für Potentialentladungsklemme G5006001) | 10 |
| G5001401 | O-Ring 2-011 (O-Ring für Schlauchhalterverschraubungen G5007601) | 10 |
| G5005401 | O-Ring 2-029 (O-Ring für Luftfalle (ABD) komplett G5006701) | 10 |
| G5002501 | O-Ring Antriebswelle Schrittmotor Slave Pumpe | 4 |
| G5000501 | Patientenkarte | 1 |

VP = Verpackungseinheit

Ersatzteile PrismafleX

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|--|----|
| G5015203 | PBP Infusionswaage komplett | 1 |
| G5008901 | PCM 5824-2MB Advantech Platine | 1 |
| G5007001 | PIB Platine (für Luftfalle, venöse Klemme, Blutleckdetektor und Klemmventil) | 1 |
| G5006001 | Potentialentladungsklemme | 1 |
| G5007201 | Protective Platine | 1 |
| G5004101 | Rändelschraube, gelb (zur Sicherung der inneren Gerätekomponenten) | 1 |
| G5010101 | Rotor Slave Pumpe | 1 |
| G5002601 | RS 232 Schnittstellenplatine | 1 |
| G5006601 | Rückflußdruckaufnehmer | 1 |
| G5006801 | Rückflußklemme komplett | 1 |
| G5007601 | Schlauchhalter Satz (horizontal, vertikal, 2er, 3er) | 1 |
| G5004501 | Schleifring für Ladearm | 10 |
| G5004702 | Schrittmotor Slave Pumpe (für Ablauf-, Pre Blut-, Dialysate- und Substitutionspumpe) | 1 |
| G5005901 | Schutzabdeckung für Barcode Lesegerät | 1 |
| G5004401 | Schutzring WA 12x22x4 für Schrittmotor Slave Pumpe G5004701 | 10 |
| G5007301 | Seitenschutzkit äußere Waagen | 1 |
| G5008603 | Serviceanleitung auf CD-ROM, Englisch | 1 |
| G5005201 | Serviceanleitung, Englisch | 1 |
| G5002101 | SODIMM RAMM Speicherbaustein 128 MB (für PCM 5824-2MB Platine 6976989) | 1 |
| G5001805 | Software auf CD-ROM | 1 |
| G5015301 | Substitutionswaage komplett (Rev.B) | 1 |
| G5010401 | Transportbox für Prismaflex Gerät | 1 |
| G5000601 | Türöffner hexagonal (8mm) | 1 |
| G5005101 | Waagenhaken mit Handgriff | 1 |
| G5010002 | Wartungskit Prismaflex | 1 |
| G5000301 | Zentrierwerkzeug für Slave Pumpe | 1 |
| G5009901 | Zugangsdruckaufnehmer (Anschlußleitung 30 cm lang) | 1 |
| G5009501 | Zugschutzkappe für Netzkabel | 1 |

Ersatzteile Prisma

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|-----------------------------------|----|
| 588125000 | Abgleichdruckgeber | 1 |
| 588118001 | Abgleichgewicht | 1 |
| 588119000 | Ablage für Gewichte | 1 |
| 6970321 | ARPS Druckaufnehmer PDO | 1 |
| 588032000 | ARPS Haltekonsole für Einheit | 1 |
| 588033000 | ARPS Haltesockel für Haltekonsole | 1 |
| 588065000 | ARPS Motor | 1 |
| 6970347 | ARPS Pumpenkopf mit Gehäuse | 1 |
| 588139200 | ARPS Pumpenschlauch | 1 |
| 6970495 | Aufkleber TPE Option (CRRT + TPE) | 1 |

VP = Verpackungseinheit

Ersatzteile Prisma

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|---|----|
| 588123600 | Aufklebersatz Waagen | 1 |
| 6969463 | Bedienerfolie Prisma | 1 |
| 6983852 | Bedienungsanleitung Software R_03_10 | 1 |
| 501006001 | Betriebsstundenzähler DC | 1 |
| 588115000 | Bildschirm | 1 |
| 588018000 | Blutleckdetektor | 1 |
| G5002901 | Druckaufnehmer Kegeldichtung | 1 |
| 588060000 | Druckaufnehmer komplett (Schlauchverb. 588130600) | 1 |
| 588145200 | Druckaufnehmer Schlauch | 10 |
| 6981021 | Einstellhilfe Pumpenkopf | 1 |
| 501063200 | Filter 130 micrometer | 3 |
| 588116000 | Folientastatur | 1 |
| 998777556 | Glühlampe 28V | 1 |
| 501041001 | Heparinpumpe Antriebsschlitten | 1 |
| 501892000 | Heparinpumpe Arretierungsknopf | 1 |
| 501043002 | Heparinpumpe Endschalter | 1 |
| 588147000 | Heparinpumpe Endschalter Umbaukit | 1 |
| 588013000 | Heparinpumpe Getriebemotor | 1 |
| 501035000 | Heparinpumpe Klemme Spritzenkolben (ohne Arretierungsknopf 501892000) | 1 |
| 588011001 | Heparinpumpe komplett | 1 |
| 501040200 | Heparinpumpe Metallhalter Heparinspritze | 4 |
| 501193200 | Heparinpumpe Sicherungsstift | 1 |
| 501039001 | Heparinpumpe Spritzenhalter | 1 |
| 6970354 | HW Kit für ARPS Pumpenkopf | 1 |
| 588142001 | IC Kalender RAM Baustein (U87 oder U91 auf Monitorplatine) | 1 |
| 6968994 | Illustrierte Ersatzteilliste Englisch | 1 |
| 018089200 | Installationskit | 1 |
| 588106000 | Kabel Signal Analogkarte | 1 |
| 588156000 | Kabel Signal ARPS | 1 |
| 588109000 | Kabel Signal Bildschirm | 1 |
| 588105000 | Kabel Signal Controler Karte | 1 |
| 588151000 | Kabel Signal Detektor Karte | 1 |
| 588153000 | Kabel Signal Druckaufnehmer | 1 |
| 588121000 | Kabel Signal Folientastatur | 1 |
| 588108000 | Kabel Signal Netzausfall | 1 |
| 588111000 | Kabel Signal Rücklaufklemme | 1 |
| 588107001 | Kabel Signal Treiberkarte | 1 |
| 6971428 | Kabel Stromversorgung Analogkarte | 1 |
| 588155000 | Kabel Stromversorgung ARPS | 1 |
| 588138000 | Kabel Stromversorgung Detektor Platine | 1 |
| 588157000 | Kabel Stromversorgung J1 - J4 | 1 |
| 588159000 | Kabel Stromversorgung J2 - J5 | 1 |

VP = Verpackungseinheit

Ersatzteile Prisma

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|--|----|
| 588102000 | Kabel Stromversorgung Monitorkarte | 1 |
| 588101000 | Kabel Stromversorgung Netzteil | 1 |
| 588110000 | Kabel Stromversorgung Rücklaufklemme | 1 |
| 588104000 | Kabel Stromversorgung Treiberkarte | 1 |
| 588100000 | Kabel Versorgung Netzteil | 1 |
| 6975186 | Kontaktmittel zur Leitfähigkeitserhöhung | 1 |
| 588122200 | Kunststoffschraube 6-32 | 10 |
| 588149000 | Ladearm | 1 |
| 588009001 | Ladearm Antriebsmotor | 1 |
| 588150000 | Lagerblock Ladearm | 1 |
| 500142200 | Lampenkappe gelb | 4 |
| 500140200 | Lampenkappe grün | 4 |
| 500141200 | Lampenkappe rot | 4 |
| 588113000 | Laufrolle mit Bremse | 1 |
| 588112000 | Laufrolle ohne Bremse | 1 |
| 588035000 | Lautsprecher | 1 |
| 6971063 | Luftdetektor | 1 |
| 588036000 | Lüfter | 1 |
| 223410 | Lüfterabdeckung | 1 |
| 588137000 | Netzkabel | 1 |
| 501049001 | Netzschalter 3PST | 1 |
| 588114002 | Netzteil | 1 |
| 502516200 | O-Ring Druckmeßanschluß innen | 1 |
| 6969331 | Platine Analog CCA | 1 |
| 6969356 | Platine automatische Repositionierung ARPS CCA | 1 |
| 6969349 | Platine Control CCA | 1 |
| 6969299 | Platine Detektor | 1 |
| 6969315 | Platine Monitor CCA | 1 |
| 6969307 | Platine Spannungsversorgung | 1 |
| 588026000 | Platine Tachometer | 1 |
| 6969323 | Platine Treiberkarte CCA | 1 |
| 588124000 | Platinen Ausbauwerkzeug | 1 |
| 588160000 | Pumpengehäuse | 1 |
| 588001002 | Pumpenkopf | 1 |
| 588166000 | Pumpenkopf Ein- und Ausbauwerkzeug | 1 |
| 588008000 | Pumpenmotor | 1 |
| 588161200 | Pumpenmotor Dichtung | 1 |
| 588162200 | Pumpenmotor O-Ring | 1 |
| 6980767 | Pumpenkopf Dämpfungsscheiben | 1 |
| 588146000 | Rücklaufklemme komplett | 1 |
| 588135200 | Schlauchhalter | 10 |
| 588130600 | Schlauchverbindersatz (für Druckaufnehmer 588060000) | 1 |

VP = Verpackungseinheit

Ersatzteile Prisma

| Artikel-Nr. | Beschreibung | VP |
|-------------|--|----|
| 018082000 | Schnittstelle RS 232 | 1 |
| 588460000 | Schnittstelle RS-232 Benutzerhandbuch | 1 |
| 588117000 | Schutzfolie für Folientastatur | 1 |
| 6983225 | Serviceanleitung Software 03.10, Englisch | 1 |
| 500796200 | Sicherung 5 Ampere | 1 |
| 500309200 | Sicherungshalter | 1 |
| 500891600 | Sicherungsringe Satz | 1 |
| 6984074 | Software Umrüstsatz R03_10_A (TPE, Flash-Eproms) | 1 |
| 018089100 | Standrohr mit Platte | 1 |
| 018089000 | Untergestell mit Rollen | 1 |
| 6041057 | Waagendoppelhaken | 1 |
| 6971410 | Waageneinheit | 1 |
| 588120000 | Waagenhaken | 1 |
| 6984363 | Warnaufkleber Prisma | 1 |
| 6983209 | Wartungskit ab Softwarestand R03_10 | 1 |
| 6975064 | Wartungskit bis Softwarestand R03_05 | 1 |

Gambro® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gambro Lundia AB.
PrismafleX® und Adsorba® sind Warenzeichen der Gambro Lundia AB, eingetragen in der Europäischen Gemeinschaft, in den USA und in anderen Ländern. oXiris® ist ein Warenzeichen der Gambro Lundia AB, eingetragen in der Europäischen Gemeinschaft.
Die Eintragung in Kanada und in den USA ist beantragt. septeX® ist ein Warenzeichen der Gambro Lundia AB. MARS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gambro Lundia AB. Die Eintragung in der Europäischen Gemeinschaft, in Australien und in China ist beantragt. PrismafleX eXeed™ ist ein Warenzeichen der Gambro Lundia AB.

Gambro Hospal GmbH
Danziger Straße 23
D-82194 Gröbenzell

Tel. +49 (0) 8142-6519 0
Fax +49 (0) 8142-6519 195

info.germany@gambro.com
www.gambro.de

Gambro Hospal Austria GmbH
Ricoweg 30 A
A-2351 Wiener Neudorf

Tel. +43 (0) 2236-646 66
Fax +43 (0) 2236-646 66 55

office.wneudorf@gambro.com
www.gambro.at

Gambro Hospal (Schweiz) AG
Hornhaldenstrasse 9
CH-8802 Kilchberg

Tel. +41 (0) 44-828 82 00
Fax +41 (0) 44-828 82 28

verkauf.schweiz@gambro.com
www.gambro.com

